
Enceintes climatiques hygrométriques HCP

- **Un environnement contrôlé pour les essais accélérés de durée de vie et les essais 85/85**
- **Pour travailler de la température ambiante +7 °C à 90 °C avec humidité 20 à 95 % RH**
- **Régulation de l'humidité avec sonde capacitive stérilisable**
- **Consignes de température et d'humidité programmables**
- **4 capacités différentes**
- **Extérieur et intérieur inox**
- **Condensation minimisée et homogénéité de température optimale grâce aux 6 faces internes chauffées y compris la porte interne vitrée**
- **Port d'accès 40 mm sur face arrière : à gauche et centré**
- **Fonctionnement avec eau distillée**
- **Livrées avec 1 ou 2 plateaux perforés (selon les modèles) et un réservoir d'eau**



Temperature-humidity working range HCP



Modèle HCP150

Modèle	HCP50	HCP105	HCP150	HCP240
Capacité (l)	56	107	156	241
Dimensions internes L x P x H (mm)	400 x 330 x 425	560 x 400 x 480	560 x 400 x 700	600 x 500 x 810
Dimensions externes L x P x H (mm)	559 x 521 x 795	719 x 591 x 850	719 x 591 x 1070	759 x 691 x 1180
Température (°C) avec humidité	Amb + 6 °C à 90 °C	Amb + 6 °C à 90 °C	Amb + 6 °C à 90 °C	Amb + 6 °C à 90 °C
Humidité réglable (% RH)	20 - 95	20 - 95	20 - 95	20 - 95
Nombre de plateaux en standard / maximal	1/5	2/6	2/10	2/12
Charge maximale par plateau (kg)	15	15	15	15
Charge maximale par appareil (kg)	75	90	120	140
Poids (kg)	55	75	90	110
Alimentation	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Référence	**912401**	**912402**	**912403**	**912404**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Plateau inox perforé (modèle standard)	**911954**	**911955**	**911955**	**911957**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Grille inox	**-**	**911680**	**911680**	**912405**
CHF	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Kit pour connexion sur réseau d'eau domestique avec cartouche filtrante	**911982**	**911982**	**911982**	**911982**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Kit de connexion sur réseau d'eau déminéralisée domestique sans cartouche filtrante	**911983**	**911983**	**911983**	**911983**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Options

Port d'accès 23 mm à gauche centre haut	**912422**	**912422**	**912422**	**912422**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 23 mm à droite centre haut	**912423**	**912423**	**912423**	**912423**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com