Etuve à vide Memmert



- **Plage de température jusqu'à +200 °C**
- **Plage de réglage du vide: 5 mbar à 1100 mbar**
- **Pompe résistante aux produits chimiques**
- **3 capacités différentes**
- **1 seule version : TwinDISPLAY**
- **Structre de porte anti-éclatement**
- **Thermoplateaux réglables séparément et chauffés directement**
- **Caisson intérieur et paroi extérieure en acier inoxydable**
- **Programmation via ControlCOCKPIT ou AtmoCONTROL**
- **Garantie 3 ans**

Modèle	VO29	VO49	VO101
Capacité (l)	29	49	101
Dimensions internes L x P x H (mm)	385 x 250 x 305	385 x 330 x 385	545 x 400 x 465
Dimensions externes L x P x H (mm)	550 x 400 x 607	550 x 480 x 687	710 x 550 x 767
Température	amb + 5 °C à 200 °C		
Vide admissible final (mb)	0,01	0,01	0,01
Nombre plateaux standard / maximum	1 / 1	1 / 2	1 / 2
Nombre plateaux standard / maximum (avec module premium)	1 / 2	1 / 4	1 / 4
Charge maximale thermoplateau (kg)	20	20	20
Charge maximale par appareil	40	60	60
Poids (brut étuve à vide) (kg)	76	104	135
Alimentation	230 V, 50/60 Hz		
Référence	**912406**	**912407**	**912408**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Modèle	VO29	VO49	VO101
Plateau chauffant supplémentaire en aluminium	**911967**	**911821**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Plateau chauffant supplémentaire en inox	**911969**	**911970**	**911916**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Structure de superposition étuve à vide et module pour pompe	**911974**	**911975**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Module pour pompe sans pompe	**912413**	**912414**	**-**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**
Module pour pompe avec pompe	**912416**	**912417**	**912418**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Câble pour connexion étuve-pompe *	**912419**	**912419**	**912419**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tuyau à vide étuve -pompe *	**911822**	**911822**	**911822**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pompe à vide à membrane chimio-résistante **	**912420**	**912420**	**912420**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* pas nécessaire si commande module avec pompe en même temps que l'étuve
** nécessite 912419 et 911822