Enceintes climatiques à climat constant KBF-S ECO

Enceintes climatiques à effet Peltier à conditions constantes.
Idéales pour les tests de stabilité à long terme ou accélérés, conformément à la directive ICH Q1A.

NOUVEAU


KBF-S ECO 240

- **3 capacités : 240, 720 et 1020 litres**
- **Enceintes climatiques sans réfrigérant : éco-énergétiques et respectueuses de l'environnement**
- **Modules réfrigérants à effet Peltier : réfrigération économique, performante et très stable pour le maintien de la température**
- **Plage de températures et descente en température améliorées grâce à la performance des modules Peltier : entre 0 et + 70 °C (max. - 24 °C en dessous de la température ambiante)**
- **Humidité relative de 10 à 80 % HR**
- **Alimentation en eau indépendante par bidon**
- **Ecran LCD, affichage de la température, de l'humidité, des alarmes : - sécurité de surchauffe classe 3.1**
- **Fonction autotest pour la vérification automatique du bon fonctionnement de l'appareil**
- **Suivi des données : enregistreur de données internes,la récupération des données s'effectue par clé USB**
- **Chambre intérieure en acier inoxydable**
- **Livrées avec 2 clayettes-grilles en acier inoxydable, avec supports**
- **Port d'accès avec obturateur en silicone Ø 30 mm, à gauche pour tous les modèles**
- **Livrées avec un bidon pour l'alimentation en eau**

Référence	Désignation	CHF
492800	Enceinte climatique KBF-S ECO 240 - 230 V	**NC -**
492799	Enceinte climatique KBF-S ECO 720 - 230 V	**NC -**
492798	Enceinte climatique KBF-S ECO 1020 - 230 V	**NC -**


KBF-S ECO 240

Clayettes

Modèle	240		720		1020	
	Référence	CHF	**Référence**	CHF	**Référence**	CHF
Clayette-grille (acier inox)	-	-	**494162**	**NC -**	**492243**	**NC -**
Clayette-grille renforcée	**492163**	**NC -**	**492175**	**NC -**	**492244**	**NC -**
Clayette-plaque perforée	**492059**	**NC -**	**492093**	**NC -**	**492822**	**NC -**


KBF-S ECO 720

Options

Modèle	240		720		1020	
	Réf.	CHF	**Réf.**	**€ Réf.**	**Réf.**	CHF
Port d'accès 30 mm à droite	**492808**	**NC -**	**492808**	**NC -**	-	-
Port d'accès 30 mm à gauche	**492809**	**NC -**	-	-	-	-
Port d'accès 50 mm à droite	**492815**	**NC -**	-	-	-	-
Port d'accès 50 mm à gauche	**492811**	**NC -**	-	-	-	-
Serrure de porte	**492812**	**NC -**	**492814**	**NC -**	**492814**	**NC -**
Réglettes LED kit de base 300	**492388**	**NC -**	**492388**	**NC -**	**492388**	**NC -**
Réglettes LED kit de base 900	-	-	**492825**	**NC -**	**492825**	**NC -**
Kit réglettes complémentaires 300 longueur 30 cm	**492826**	**NC -**	**492826**	**NC -**	**492826**	**NC -**
Kit réglettes complémentaires 500 longueur 50 cm	**492827**	**NC -**	**492827**	**NC -**	**492827**	**NC -**
Kit réglettes complémentaires 900 longueur 90 cm	-	-	**492828**	**NC -**	**492828**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
492818	Support pour bidon	**NC -**
492258	Système de traitement eau aquapure pour connexion directe sur robinet	**NC -**
492453	Cartouche de remplacement pour système de traitement d'eau	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com