Mini-incubateur

- **Incubateur personnel de capacité 9,2 litres**
- **Porte vitrée, 3 hauteurs d'étagères possibles**
- **Gamme de température : ambiante + 5 °C à 60 °C**
- **Livré avec 1 étagère**
- **Diode indiquant que l'appareil est en phase de chauffage**
- **Thermomètre -20 °C à +110 °C en option (non-toxique, coaté Teflon, résolution 1 °C, longueur 305 mm, immersion 76 mm)**



Dimensions extérieures (L x p x h)	28,5 x 28 x 33,5 cm
Dimensions intérieures (L x p x h)	23 x 20 x 20 cm
Poids	8,3 kg
Stabilité / Uniformité à 37 °C	+/- 0,6 °C / 0,65 °C

Référence	Désignation	CHF
096527	Mini-incubateur	**NC -**
096528	Etagère supplémentaire, 22 x 18 cm	**NC -**
096529	Thermomètre -20 °C à +110 °C	**NC -**

Mini-incubateur Thermocult



Incubateur compact pour la bactériologie.

- **Température fixe de 35 +/-2 °C**
- **Avec porte vitrée pour une meilleure visualisation**
- **Pour 20 flacons de culture ou 8 boîtes de Petri**


Dimensions internes L x l x h (mm)	210 x 145 x 110
Dimensions externes L x l x h (mm)	300 x 170 x 150
Poids (kg)	1,3
Alimentation électrique / Puissance	220 V, 30W
Référence	**030124**
CHF	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	CHF
030125	Etagère	**NC -**

Mini-incubateur de base CCC

- **Mini modèle pour une microplaque**
- **Elément de chauffe à l'arrière pour éviter de "cuire" les échantillons**
- **Indication de la température à l'aide d'une languette indicatrice**
- **Porte transparente**



Volume chambre (cm^3)	2857,14
Dim. chambre L x l x h (mm)	184 x 133 x 171
Température	+ 5 °C à 42 °C
Dimensions L x l x h (mm)	197 x 184 x 159
Poids d'expédition (kg)	3,6
Alimentation électrique	230 VAC, 50/60 Hz
Référence	**215099**
CHF	**NC -**

Armoire à sécher la verrerie

- **Plage de température : jusqu'à 60 °C**
- **Mesure par sonde Pt100**
- **Régulateur : Départ différé, minuterie arrêt avec buzzer, boucle de répétition**
- **2 modèles : 320 et 800 litres**
- **Modèle 800 litres sur roulettes**







Modèle	320 l	800 l
Largeur intérieure (mm)	900	900
Profondeur intérieure (mm)	600	600
Hauteur intérieure (mm)	600	1480
Largeur extérieure (mm)	946	946
Profondeur extérieure (mm)	713	741
Hauteur extérieure (mm)	878	1836
Poids à vide (kg)	92	115
Nombre de portes	2	2
Puissance de chauffage (W)	2000	2000
Alimentation électrique (V)	230	230
Nombre plateau (livraison/max)	2/6	3/12
Charge max par plateau (kg)	30	30
Charge max dans l'armoire (kg)	60	120
Référence	**775500**	**775501**
CHF	**NC -**	**NC -**

Meuble réhausseur pour modèle 320 litres

- **Sur roulette pivotante avec frein**
- **Sur élève l'armoire**

Référence	Désignation	CHF
775873	Meuble rehausseur	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com