Incubateurs à CO_2 série CB

- Température : ambiante + 7 °C jusqu'à 60 °C
- Humidité : 90 à 95 %
- CO2 : 0 à 20 %
- Sonde IR nouvelle génération
- Auto stérilisation à 180 °C
- Cuve emboutie nettoyage facilité
- Bac pour humidité avec système Permadry™
- Porte intérieure vitrée
- Appareils empilables
- Poignée de porte verrouillable
- Jaquette à conception ultra isolante
- Contrôleur intuitif à écran tactile
- Système DuoDoor™ : porte extérieure et porte vitrée dotées d'une poignée pour l'ouverture
- Système Fail safe : en cas de défaut de capteur IR, la fonction maintient la concentration de CO2 dans une plage permettant aux cultures cellulaires de survivre



Modèle	CB56	CB170	CB260
Volume (l)	53	170	267
Dimensions int. L x P x H (mm)	400 x 330 x 400	560 x 505 x 600	620 x 575 x 750
Dimensions ext. L x P x H (mm)	528 x 617 x 674	680 x 715 x 870	740 x 785 x 1020
Température	Amb. + 7 °C jusqu'à 60 °C		
Nombre de plateaux perforés livrés standard	2	3	3
Puissance (W) 200/240 V, 50/60 Hz	800	1300	1500
Chargement max. (kg)	30	30	40
Poids (kg)	53	107	125
Référence	**492856**	**492851**	**492853**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence avec régulation de l'O2 0,NC -	**492855**	**492854**	**492852**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Options

Port d'entrée de 30 mm Ø arrière		**493782**	
CHF		**NC -**	
Port d'entrée de 30 mm Ø Gauche		**493783**	
CHF		**NC -**	
Port d'entrée de 30 mm Ø Droit		**493784**	
CHF		**NC -**	
Porte intérieure compartimentée avec portes en verre	**493786**	**493787**	**493788**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Manodétendeur CO_2	**8012-0014**	**8012-0014**	**8012-0014**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plateau inox perforé supplémentaire	**492062**	**492170**	**492692**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Base à roulettes	**492740**	**9051-0028**	**492697**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Kit superposition (pour 2 incubateurs identiques)	**492739**	**9051-0035**	**492696**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Echangeur externe pour 2 bouteilles de gaz	**492086**	**492086**	**492086**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Autres modèles disponibles, avec contrôle de l'O_2, avec humidification active et porte intérieure compartimentée

NOUS CONSULTER.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com