Incubateur à CO_2 CellXpert C170

eppendorf

NOUVEAU



- **Capacité : 170 l**
- **Sans vibration : conception de la chambre sans ventilateur**
- **Dispositif de désinfection HDT**
- **Nettoyage et désinfection faciles : chambre sans joint pour un démontage facile**
- **Sonde CO_2 IR**
- **Poignée à droite (disponible à gauche, nous consulter)**
- **Equipé de 2 ports d'accès**
- **Livré avec 3 étagères**

Modèle	C170	C170i
Affichage	LED	Ecran tactile VisioNize
Désinfection à haute température	140°C standard	180°C standard
Dim. Externes lx px h (mm)	718 x 715 x 900	
Dim. interne lx px h (mm)	539 x 445 x 692	
Poids sans accessoires (kg)	107 kg	
Portes intérieures vitrées isolées	Oui	
Plage de température	Temp. Ambiante de +4 °C à 50 °C	
Uniformité de température	± 0,3 °C	
Plage de CO2	2 à 20 %	
Uniformité du CO2	± 0,1 %	
Plage d'O2*	-	1 à 20 %
Uniformité d'O2	-	± 0,25 %
Nbre d'étagères (standard/max)	3/8	4/8
Porte interne Standard	**6734000011**	**6731000011**
CHF	**9714 -**	**11340 -**
porte interne à 4 segments	**-**	**6731001041**
CHF	**-**	**15860 -**

* uniquement pour modèle avec porte interne divisée

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
6731070093	Base à roulettes pour CellXpert C170	**1160 -**

Mini-incubateur à CO_2 portable

- **Corps en ABS**
- **Bac à eau en acier inox**
- **Réglage digital de la température et du taux de CO_2**
- **Ventilation forcée**
- **Chauffage et refroidissement à effet Peltier**
- **Livré avec 2 étagères acier inox (3 au maximum)**
- **Mesure du taux de CO_2 par sonde IR**
- **Adaptateur allume-cigare inclus**

Dimensions extérieures l x p x h (mm)	292 x 333 x 433
Dimensions intérieures l x p x h (mm)	224 x 200 x 340
Volume intérieur (l)	15,2
Plage de température à T °C ambiante 25 °C	15 à 45 °C
Stabilité à 37 °C	± 0,25 °C
Gamme taux de CO_2	0 à 20 %
Précision taux de CO_2 à 5% de CO_2	± 0,1 %
Humidité HR %	80 %
Poids (kg)	6,8
Alimentation	110 - 220 V ; 50 - 60 Hz
Référence Incubateur	**995037**
CHF	**6235,20 -**
Réf. incubateur avec port d'accès diam 12mm	**995037PA**
CHF	**5606,90 -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
995039	Etagère supplémentaire	**74,55 -**