AGITATEURS POUR INCUBATEURS À CO_2

NOUVEAU

Agitateur orbital Orbi-Shaker CO_2 et Orbi-Shaker CO_2 XL



VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



- **Idéal pour l'utilisation dans des incubateurs CO_2 ou autres environnements extrêmes**
- **Contrôle de la vitesse et du temps à distance, évite l'ouverture de l'incubateur**
- **Contrôleur à pieds magnétiques pouvant se fixer sur les parois de la plupart des incubateurs**
- **Résistant à des températures de 0 à 60 °C et à un niveau d'humidité jusqu'à 100 %**
- **Livré avec plate-forme classique et tapis antidérapant**
- **Appareil compatible Magic Clamp**
- **Plate-forme magnétique et accessoires Magic Clamp vendus séparément**

Modèle	Orbi-Shaker CO_2	Orbi-Shaker CO_2 XL
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Ø orbite (mm)	19	
Conditions d'utilisation	+0 à +60°C / 100% HR	
Dim. plateau (mm)	330 x 300	400 x 425
Dim. ext. (l x p x h) (mm)	300 x 340 x 90	430 x 458 x 127
Poids (kg)	11,5	23
Alimentation	230V / 50-60 Hz / 600W	
Référence	**060977B**	**162508**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires Magic Clamp *

Référence	Désignation	CHF
060962	Clamp magnétique pour Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
060961	Clamp magnétique pour Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
060960	Clamp magnétique pour Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
060959	Clamp magnétique pour Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
060958	Clamp magnétique pour Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
060967	Clamp magnétique pour Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**
060987	Clamp magnétique pour microplaque standard	**NC -**
060978	Rack magnétique pour bouteilles coniques 4 x 500 ou 600 ml	**NC -**
060963	Rack magnétique à tubes à centrifuger 21 x 15 ml et 12 x 50 ml	**NC -**
060979	Rack magnétique à tubes à centrifuger 32 x 15ml	**NC -**
060980	Rack magnétique à tubes à centrifuger 15 x 50 ml	**NC -**

Accessoires Orbi-Shaker CO_2

Référence	Désignation	CHF
060971	Plate-forme dédiée pour 4 microplaques standard	**NC -**
060972	Plate-forme universelle à ressorts	**NC -**
060957	Plate-forme magnétique Magic Clamp universelle 24 x 29,5 cm	**NC -**
060966	Plate-forme magnétique Magic Clamp universelle 30 x 35 cm	**NC -**

* Les accessoires Magic Clamp ne sont utilisables qu'avec les plate-formes Magic Clamp, sur des appareils compatibles.

Accessoires Orbi-Shaker CO_2 XL

NOUVEAU

Référence	Désignation	CHF
162509	Plate-forme Magic Clamp universelle 405 x 420 mm	**NC -**
060983	Plate-forme Magic Clamp universelle 457 x 457 mm	**NC -**

Agitateur orbital pour incubateur à CO_2 Thermo Scientific





- **En acier inox**
- **Boîtier de commande externe**
- **Plate-formes et pinces vendues séparément**
- **Déplacement magnétique du plateau : pas de remplacement de courroie nécessaire**

Vitesse d'agitation (rpm)	30 - 300
Diamètre de l'orbite (mm)	19
Températures tolérées (°C)	4 - 60
HR % tolérées	20 - 95 %
Taux de CO_2 toléré	0 - 20 %
Minuterie	En continu ou jusqu'à 99 h 59 min
Charge maximale(kg)	6
Dimensions agitateur l x p x h (mm)	300 x 300 x 96
Dim. boîtier de commande l x p x h (mm)	95 x 158 x 26
Poids (kg)	13
Alimentation	100-240 V, 50/60Hz
Référence	**079589**
CHF	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Max./ plateau	CHF
079591	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	30	**NC -**
079592	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	15	**NC -**
079593	Pince pour Erlenmeyer 150 ml	15	**NC -**
079594	Pince pour Erlenmeyer 200 ml	15	**NC -**
079595	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	15	**NC -**
079596	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	9	**NC -**
079597	Pince pour Erlenmeyer 1 l	6	**NC -**
079598	Pince pour Erlenmeyer 2 l	4	**NC -**
079599	Pince pour Erlenmeyer 3 l	2	**NC -**
079600	Pince pour Erlenmeyer 5 l	1	**NC -**
079601	Pince pour flacon pour perfusion 500 ml	6	**NC -**
079602	Pince pour flacon pour perfusion 1 l	6	**NC -**
079603	Pince pour entonnoir	2	**NC -**

Réf.	Désignation	Max./ plateau	CHF
079604	Portoir fixe pour 40 tubes pour essai Ø 14 mm	2	**NC -**
079605	Portoir fixe pour 40 tubes pour essai Ø 16 mm	2	**NC -**
079606	Portoir réglable pour 40 tubes pour essai Ø14mm	2	**NC -**
079607	Portoir réglable pour 40 tubes pour essai Ø 16 mm	2	**NC -**
079613	Kit de démarrage de pinces : 2 pinces pour Erlenmeyer 100 ml 4 pinces pour Erlenmeyer 250 ml 4 pinces pour Erlenmeyer 500 ml 2 pinces pour Erlenmeyer 1 l 2 pinces pour Erlenmeyer 2 l	-	**NC -**
079608	Plateau universel en aluminium	-	**NC -**
079609	Plateau avec tapis en caoutchouc	-	**NC -**
079610	Support pour microplaque 96 puits	6	**NC -**
079611	Portoir avec grille	1	**NC -**
079612	Tapis adhérant 140 x 140 mm	4	**NC -**