Agitateurs orbitaux Orbicult pour incubateur à CO_2

- **Résistants au CO_2**
- **À équiper d'une plate-forme universelle (2 tailles disponibles)et accessoires ou plate-forme dédiée**
- **Traitement anti-bactérien Isocide**
- **Affichage LED**
- **Alarmes visuelle et sonore**
- **Pieds réglables en hauteur**



Modèle	AS1-C-19	AS1-C-25
Orbite (mm)	19	25
Vitesse (rpm)	15 - 575	
Timer (min)	9999	
Charge maximale (kg)	30	25
Dimensions externes (L x l x H) (mm)	430 x 417 x 164	
Poids (kg)	27	
Référence	**486143**	**486144**
CHF	**NC -**	**NC -**

Plate-formes

Plate-formes universelles à équiper d'accessoires

Référence	Taille	CHF
486151	Petite - 330 x 330 mm	**NC -**
486152	Moyenne - 457 x 457 mm	**NC -**

Plate-formes dédiées avec clamps

	Petite 330 x 330 mm			Moyenne 457 x 457 mm		
Clamp pour	**Nombre clamps**	**Réf.**	**CHF**	**Nombre clamps**	**Réf.**	**CHF**
Erlenmeyer 25 ml	36	**486154**	**NC -**	64	**486167**	**NC -**
Erlenmeyer 50 ml	36	**486155**	**NC -**	64	**486168**	**NC -**
Erlenmeyer 125 ml	16	**486156**	**NC -**	36	**486169**	**NC -**
Erlenmeyer 250 ml	10	**486157**	**NC -**	16	**486170**	**NC -**
Erlenmeyer 300 ml	10	**486158**	**NC -**	16	**486171**	**NC -**
Erlenmeyer 500 ml	9	**486159**	**NC -**	16	**486172**	**NC -**
Erlenmeyer 1000 ml	5	**486160**	**NC -**	9	**486173**	**NC -**
Erlenmeyer 2000 ml	4	**486161**	**NC -**	5	**486174**	**NC -**
Erlenmeyer 2800 ml	1	**486162**	**NC -**	4	**486175**	**NC -**
Erlenmeyer 3000 ml	1	**486163**	**NC -**	4	**486176**	**NC -**
Erlenmeyer 4000 ml	1	**486164**	**NC -**	4	**486177**	**NC -**
Erlenmeyer 5000 ml	1	**486165**	**NC -**	4	**486178**	**NC -**
Erlenmeyer 6000 ml	1	**486166**	**NC -**	2	**486179**	**NC -**

Racks

	Pour petite plate-forme 330 x 330 mm			Pour moyenne plate-forme 457 x 457 mm		
Pour tubes	**Capacité**	**Référence**	**CHF**	**Capacité**	**Référence**	**CHF**
8 - 11 mm	40	**486205**	**NC -**	64	**486211**	**NC -**
12 - 15 mm	21	**486206**	**NC -**	33	**486212**	**NC -**
16 - 19 mm	10	**486207**	**NC -**	18	**486213**	**NC -**
20 - 22 mm	10	**486208**	**NC -**	16	**486214**	**NC -**
23 - 26 mm	5	**486209**	**NC -**	8	**486215**	**NC -**
27 - 33 mm	5	**486210**	**NC -**	8	**486216**	**NC -**

Accessoires pour plate-forme universelle

Clamps

Référence	Clamp pour	Nombre de clamps /plate-forme		CHF
		Petite 330 x 330 mm	Moyenne 457 x 457 mm	
486192	Erlenmeyer 25 ml	36	64	**NC -**
486193	Erlenmeyer 50 ml	36	64	**NC -**
486194	Erlenmeyer 125 ml	16	36	**NC -**
486195	Erlenmeyer 250 ml	10	16	**NC -**
486196	Erlenmeyer 300 ml	10	16	**NC -**
486197	Erlenmeyer 500 ml	9	16	**NC -**
486198	Erlenmeyer 1000 ml	5	9	**NC -**
486199	Erlenmeyer 2000 ml	4	5	**NC -**
486200	Erlenmeyer 2800 ml	1	4	**NC -**
486201	Erlenmeyer 3000 ml	1	4	**NC -**
486202	Erlenmeyer 4000 ml	1	4	**NC -**
486203	Erlenmeyer 5000 ml	1	4	**NC -**
486204	Erlenmeyer 6000 ml	1	2	**NC -**

Racks avec rouleau

Référence	Désignation	CHF
486226	Rack à rouleau - petit modèle 300 x 300 mm	**NC -**
486227	Rack à rouleau - moyen modèle 460 x 430 mm	**NC -**

Racks à microplaques

Référence	Désignation	CHF
486225	Rack pour microplaque - petit modèle (2 microplaques)	**NC -**
486224	Rack pour microplaque - moyen modèle (4 microplaques)	**NC -**
486223	Rack pour microplaque - grand modèle (6 microplaques)	**NC -**

Tapis adhérent pour plate-forme universelle (max. 350 rpm)

Référence	Désignation	CHF
486228	Tapis adhérent - l x p x épaisseur : 200 x 200 x 3 mm	**NC -**

Détecteur de CO_2

NOUVEAU

Partout où du CO_2 est utilisé, les locaux doivent être mis sous surveillance pour éviter les accidents.

- **Appareil fixe et étanche (IP65)**
- **Affichage digital**
- **Capteur CO_2 integré ou déporté**
- **3 voyants de signalisation (1 normal et 2 alarmes)**
- **2 alarmes réglables**
- **Relais alarme pour piloter des appareils externes**
- **Avertisseur sonore interne 80 dB**



Echelle	0 à 1 % (10 000 ppm) CO_2
Résolution	10 ppm (CO_2)
Dimensions (mm)	230 x 150 x 60
Poids (kg)	1,2

Référence	Désignation	CHF
854010	Dioxytest	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com