Laveurs à barrettes WELLWASH et WELLWASH VERSA


WELLWASH


WELLWASH VERSA

WELLWASH

- **Programmation aisée des protocoles de lavage grâce à un écran couleur grand format et une interface utilisateur visuelle**
- **Logiciel interne disponible en 8 langues dont le français**
- **Port USB pour transférer les protocoles d'un laveur à l'autre et procéder facilement à la mise à jour du logiciel interne**
- **Mode de balayage garantissant un volume résiduel très faible dans les puits**


Livré avec 1 tête de lavage 1 x 8 ou 1 x 12, 1 flacon de lavage 2 l, 1 flacon de récupération de déchets de 2 l, 1 couvercle anti-aérosols

WELLWASH VERSA

- **Têtes de lavage double 2 x 8 ou 2 x 12**
- **2 flacons de lavage et un flacon de rinçage pour une souplesse accrue**
- **Têtes de lavage 2 x 8 spécialement conçues pour le lavage cellulaire**
- **Une tête de lavage 1 x 16 optionnelle pour le lavage des plaques 384 puits**
- **Automatisables**

Livré avec 1 tête de lavage 2 x 8 ou 2 x 12, 2 flacons de lavage 2 l, un flacon de rinçage de 2 l, 1 flacon de récupération de déchets de 4 l, 1 couvercle anti-aérosols

Modèle	WELLWASH	WELLWASH VERSA
Nombre de tampons de lavage	1	Jusqu'à 3
Flacon de lavage	2 l	2 x 2 l
Flacon de récupération des déchets	2 l	4 l
Flacon de rinçage	-	2 l
Têtes de lavage possibles	1 x 8 et 1 x 12	1 x 8, 1 x 12, 2 x 8, 2 x 12 et 1 x 16
Têtes pour lavage cellulaire	-	1 x 8 et 2 x 8
Types de microplaques	Plaques 96 puits	Microplaques 96 et 384 puits
Volume de lavage	50 - 1000 µl	50-1000 µl (96), 20-300 µl (384)
Volume d'amorçage	5 - 100 ml	5-100 ml
Volume de rinçage	5 - 100 ml	5-100 ml
Volume distribué	50 - 400µl	50-400µl (96), 20-120 µl (384)
Volume résiduel	‹ 1,5 µl	‹ 1,5 µl
Connexion d'import/export	Port USB	Port USB
Compatible avec un robot	Non	Oui (RS-232C)
Dimensions H x L x P (mm)	345 x 385 x 240	345 x 385 x 240
Poids (kg)	9	9
Référence (modèle 1 x 8)	**228130**	**-**
CHF	**NC -**	**-**
Référence (modèle 2 x 8)	**-**	**228131**
CHF	**-**	**NC -**
Référence (modèle 1 x 12)	**228548**	**-**
CHF	**NC -**	**-**
Référence (modèle 2 x 12)	**-**	**228549**
CHF	**-**	**NC -**


A

Accessoires pour WELLWASH et WELLWASH VERSA

Réf.	Désignation	Repère photos	Pour WELLWASH	Pour WELLWASH VERSA	CHF
228132	Tête de lavage 1 x 8 voies	A	x	x	**NC -**
228133	Tête de lavage 1 x 12 voies	A	x	x	**NC -**
228134	Tête pour lavage cellulaire 2 x 8 voies	-	-	x	**NC -**
228135	Tête pour lavage cellulaire 1 x 16 voies	A	-	x	**NC -**
228136	Tête de lavage vide (blanc)	A	-	x	**NC -**
228137	Flacon de lavage de 2 l	B	x	-	**NC -**
228138	Flacon à dechets de 2 l	B	x	-	**NC -**
228139	Flacon de lavage A de 2 l	C	-	x	**NC -**
228140	Flacon de lavage B de 2 l	C	-	x	**NC -**
228143	Flacon de lavage A de 4 l rond	F	x	x	**NC -**
228144	Flacon de lavage B de 4 l rond	F	-	x	**NC -**
228141	Flacon de rinçage de 2 l	D	-	x	**NC -**
228145	Flacon de rinçage de 4 l rond	F	-	x	**NC -**
228142	Flacon carré de récupération des déchets de 4 l	E	x	x	**NC -**
228146	Flacon rectangulaire de récupération des déchets de 9 l	G	-	x	**NC -**
228147	Couvercle spécial anti aérosols	-	x	-	**NC -**
228148	Couvercle spécial anti aérosols	-	-	x	**NC -**
228149	Portoir pour flacons, configuration 1 x 2, 2 flacons de 2 l	H	x	-	**NC -**
228150	Portoir pour flacons, configuration 2 x 2, 3 flacons de 2 l et 1 flacon de 4 l carré	I	-	x	**NC -**
228151	Portoir pour flacons, configuration 1 x 4, 3 flacons de 2 l et 1 flacon de 4 l carré	J	-	x	**NC -**
228152	Portoir spécial pour flacons de l'utilisateur	-	x	x	**NC -**
228153	Flacon de stockage de 2 l	K1	x	x	**NC -**
228154	Flacon de stockage de 4 l rond	K2	x	x	**NC -**


B C D E F G


H I J K1 K2