Laveurs-désinfecteurs Miele PG8583 et PG8583 CD (suite)

Dessus inox - accessoire obligatoire pour PG 8583 CD

(Uniquement si le laveur n'est pas encastré sous paillasse, car livré sans dessus).

Référence	Désignation	Dimensions L x p (cm)	CHF
933396	Dessus inox pour modèle PG8583 CD	90 x 70	NC -

Socles - accessoires facultatifs pour PG 8583 et PG 8583 CD

Référence	Désignation	Dimensions H x l x p (cm)	CHF
933367	Socle pour PG8583	30 x 60 x 60	NC -
933368	Socle pour PG8583 CD	30 x 90 x 60	NC -

Paniers avec injection pour modules

A compléter par 2 modules à injection maximum ou compléments sans injection.

933372



933373



Référence	Désignation	CHF
933372	Panier supérieur avec injection A100	NC -
933373	Panier inférieur avec injection A150 pour 2 modules à injection	NC -

Prestation de service obligatoire

Contrat installation incluant l'installation (raccordement sur attente), la mise en service et le service après-vente du matériel, durant la période de garantie contractuelle de deux années.

Réf.	Désignation	CHF
933339B	Installation-mise en service-SAV pour appareil 60 cm PG8583	NC -
933340B	Installation-mise en service-SAV pour appareil 90 cm PG8583 CD	NC -

Paniers sans injection pour compléments

Ouverture frontale. Livrés vides pour divers compléments, ne peuvent pas recevoir de modules à injection.

933369



933371



Réf.	Désignation	Dimensions H x l x p (mm)	CHF
933369	Panier supérieur A101 avec bras de lavage intégré*	206 x 528 x 527	NC -
933371	Panier inférieur A151	88 x 529 x 522	NC -


*Hauteur de chargement 160 mm (+/- 3 mm); réglable en hauteur

Compléments pour tubes à essais, béchers, verrerie diverse pour paniers A100, A150 et A101, A151

Réf.	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité en tubes	CHF
933325	Couvercle A 13 en inox pour Complement E103/1, E105/1 Grillage 1 mm, mailles 8 mm, cadre 4 mm	-	-	NC -
933326	Demi complément AK12 pour béchers et diverses verreries à col large. Pour paniers supérieurs et inférieurs	67/127 x 225 x 442	-	NC -
933327	Demi couvercle droit A14 en inox pour AK12 Matriçage 7 x 7 mm, entretoise 3 mm. Pour maintien de petits béchers, petits éléments tels que les bouchons	20 x 210 x 210	-	NC -
933329	Demi complément E106 avec 10 crochets de 175 mm et 16 crochets de 105 mm, écartement env. 60 mm, pour paniers inférieurs. Pour verreries diverses à col large	186 x 195 x 430	-	NC -
933328	Demi complément E109 pour 21 béchers de contenance jusqu'à 250 ml, 21 x 3 supports, pour paniers inférieurs	155 x 230 x 460	-	NC -

933326 + 933327

933329



933328



Modules à injection pour paniers A100 et A150

Pour verrerie à col étranglé.

Réf.	Désignation	CHF
933504	Module A300/3 équipé de 2x4 injetceurs	NC -
933505	Module A300/2 à configurer	NC -
933506	Cadre de maintien A860 pour module A300/3 ou A300/2	NC -
933507	Module A301/5 équipé de 3 x 6 injecteurs	NC -
933508	Module A301/4 à configurer	NC -
933509	Cadre de maintien A861 pour module A301/5 ou A301/4	NC -
933510	Module A302/3 équipé de 4 x 8 injecteurs	NC -
933511	Module A302/2 à configurer	NC -
933512	Cadre de maintien A862 pour module A302/3 ou A302/2	NC -

Injecteur

Réf.	Désignation	CHF
933513	Injecteur A840 6 x 130 mm pour module A300 A301 ou A302	NC -
933514	Lot de 5 injecteurs A840	NC -
933515	Injecteur A841 6 x 210 mm pour module A300 A301 ou A302	NC -
933516	Lot de 5 injecteurs A841	NC -
933517	Injecteur A842 4 x 90 mm pour module A300 A301 ou A302	NC -
933518	Lot de 5 injecteurs A842	NC -
933519	Injecteur A843 4 x 185 mm pour module A300 A301 ou A302	NC -
933520	Lot de 5 injecteurs A843	NC -
933521	Injecteur A844 2,5x 80 mm pour module A300 A301 ou A302	NC -
933522	Lot de 5 injecteurs A844	NC -
933523	Injecteur A845 2,5x 125 mm pour module A300 A301 ou A302	NC -
933524	Lot de 5 injecteurs A845	NC -