Distributeurs de réactif en microplaques Multidrop Combi

NOUVEAU

thermoscientific

- Distribution rapide et précise
- Compacts, pour une intégration facile sur vos robots ou sur la paillasse
- Facilité d'utilisation et de programmation
- Maintenance aisée grâce aux cassettes de distribution autoclavables
- Suivi de l'usure des cassettes grâce à une puce RFID
- Récupération du volume mort pour les réactifs onéreux
- Robotisables (nous contacter)
- Livrés avec le logiciel FILLit

228426



047962



Cassettes

Référence	Désignation	CHF
047827	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl)	NC -
047828	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl)	NC -
047963	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl) (les 5)	NC -
047964	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl) (les 5)	NC -
047829	Cassette standard tube (5 - 2500 µl)	NC -
047830	Cassette standard tube (5 - 2500 µl) (les 5)	NC -
047831	Cassette standard tube (5 - 2500 µl) (les 10)	NC -

Modèle	Multidrop Combi nL	Multidrop Combi
Type de plaques	96, 384 et 1536 puits, deepwells	Tous formats de 6 à 1536 puits, deepwells, tubes 1,1 ml en rack 96 positions, tubes Micronic en racks 96 positions
Plage de volume	50 nl à 50 µl	0,5 à 2500 µl
Capacité de remplissage	Lignes, colonnes, puits séquentiels	Lignes, colonnes
Vitesse de distribution	Plaque à 384 puits : 50 nl en 6 secondes, 1 µl en 8 secondes Plaque à 1536 puits : 50 nl en 21 secondes, 1 µl en 27 secondes	Plaque 96 puits : 10 µl en 3 s ; 20 µl en 4 s ; 100 µl en 10 s Plaque 384 puits : 1 µl en 5 s, 5 µl en 5 s ; 10 µl en 6 s ; 20 µl en 9 s Plaque 1536 puits : 1 µl en 14 s ; 5 µl en 26 s
Volume mort	‹ 1,2 ml	Cassette small tubes : ‹ 1 ml Cassette standard : ‹ 7 ml
Dim. L x P x H (cm)	35,5 x 37,5 x 22 cm	35,5 x 33 x 22 cm
Poids (kg)	9,6	9,1
Référence	**228426**	**047962**
CHF	**NC -**	**NC -**

Loupes éclairantes 8 LEDS et 1 UV

- Lentille en verre acrylique
- Eclairage à LEDS et UV
- Piles : 3 x AAA (non incluses)

Grossissement lentille	x 2,5	x 4
Grossissement double foyer	x 6	Sans
Ø lentille (mm)	90	60
Dimensions (l x p x h) (mm)	90 x 40 x 50	60 x 40 x 30
Poids (g)	100	120
Eclairage	8 LED + 1 UV	
Référence	**095408**	**098461**
CHF	**NC -**	**NC -**





Loupe à main éclairante

- Avec une lentille en verre acrylique, pour observation en milieu sombre
- S'utilise avec 3 piles AAA (non incluses)

Grossissement	x 4
Ø verre (mm)	65
Poids (g)	90
Eclairage	2 LED Ø 5 mm
Référence	**095402**
CHF	**NC -**



Loupe éclairante convertible

- En verre acrylique
- Double foyers 2,5 x Ø 90 mm + 8 x Ø 25 mm
- Lentille aplanétique (sans déformation de l'image), achromatique (sans irisation)
- Eclairage blanc, 10 leds
- Utilisable à la main ou posée sur son pied pliable
- Alimentation par 2 piles AA (non fournies) ou sur secteur (adaptateur inclus)
- Dimensions : 290 x 100 x 25 mm
- Poids : 260 g

Réf.	Désignation	CHF
098486	Loupe à main éclairante avec pied rétractable	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com