Caméra Nikon DS-Fi3 avec écran L4



DS-Fi3

- **Caméra couleur**
- **CMOS de 5 millions de pixels effectifs**
- **Affichage à une vitesse de 15 fps en pleine résolution**
- **Pour de l'imagerie fond clair, phase et fluorescence sur une large plage de grossissements**
- **Connexion monture C**

Ecran L4

- **Tablette à écran tactile 10,1 pouces avec un affichage de 1920 x 1200 pixels**
- **Fonctions de réglage de la caméra, enregistrement des images et annotations**
- **Fonctionne sans PC, la sauvegarde des images se fait directement sur une clé USB, une carte micro SD ou sur le réseau**

Référence	Désignation	CHF
094526D	Caméra DS-Fi3 avec écran L4	NC -

Stéréomicroscope SMZ800N Nikon



ASTUCE

Nous consulter pour toute demande concernant les microscopes Nikon

Stéréomicroscope avec un large espace de travail et des optiques de haute qualité, pour observer, analyser ou disséquer vos échantillons.
Flexibilité : configuration modulaire et grande variété d'accessoires pour de nombreuses possibilités d'évolution.

- **Plage de grossissements importante**
- **Large espace de travail**
- **Grande distance de travail sous objectif**
- **Plusieurs techniques d'éclairage**
- **Evolutif vers la fluorescence**

Rapport de zoom	8 X
Eclairage	En transmission par la base LED En réflexion par fibre optique 8V/20W
Tête	Tête binoculaire avec 2 oculaires 10X/22 mm
Objectif	Objectif Plan Achro 1X avec distance de travail 78 mm Plage de grossissements de 10 X à 80 X
Evolution possible pour	Imagerie numérique, fluorescence

Référence	Désignation	CHF
094505C	Loupe binoculaire SMZ800N en transmission	NC -
094506C	Loupe binoculaire SMZ800N en réflexion	NC -

Stéréomicroscope SMZ445 Nikon



Le stéréomicroscope SMZ445 associe simplicité d'utilisation avec laperformance optique. Ce modèle est caractérisé par un design compact permettant des observations et des travaux de précisions sur vos échantillons.

- **Large espace de travail**
- **Grande distance de travail sous objectif**
- **Plusieurs techniques d'éclairage**

Rapport de zoom	4,4 X
Eclairage	En transmission par la base 6V/20W En réflexion par fibre optique 8V/20W
Tête	Tête binoculaire avec 2 oculaires 10X/21 mm - angle 45°
Optique	Système optique à zoom de Greenough, plage de grossissements de 8X à 35X, distance de travail de 100 mm

Référence	Désignation	CHF
094617C	Loupe binoculaire SMZ445 en réflexion	NC -
094694C	Loupe binoculaire SMZ445 avec double éclairage LED	NC -