Microscopes droits Optika


670149

Modèle	Equipement fond clair	Tête	Réf.	CHF	Equipement contraste de phase	Modèle	Réf.	CHF
	Avec fond clair				**Avec contraste de phase**			
B-192	- Oculaires 10x/18 mm - Objectifs : 4x / 10x / 40x / 100x (oil) - Revolver 4 positions - Platine mécanique x,y - Condenseur Abbe O.N. 1,25 - LED	Binoculaire	**670149B**	**NC -**	-	-	-	-
B-193PL		Trinoculaire	**670901B**	**NC -**	-	-	-	-
B-382Pli	- Oculaires 10x/20 mm - Objectifs : 4x / 10x / 40x / 100x (oil) - Revolver 5 positions - Platine mécanique x,y - Condenseur Abbe O.N. 1,25 centrable - LED	Binoculaire	**670960**	**NC -**	Objectifs : 10xPh, 20xPh, 40xPh, 100xPh	B-382phi	**670962**	**NC -**
B-383Pli		Trinoculaire	**670961**	**NC -**	Condenseur phase	B-383phi	**670963**	**NC -**

Autres modèles, nous consulter

NOUVEAU

Microscopes droits B-510BF et B-510PH Optika



- **Microscopes pour les analyses de routine au laboratoire**
- **Légers et ultra compacts**
- **Modèles à têtes trinoculaires pour recevoir une caméra ou tablette (à compléter par un adaptateur pour monture C)**
- **Statif avec condenseur escamotable, contrôle de la platine X,Y à droite**
- **Tourelle porte objectifs : 5 positions**
- **Livrés prêts à fonctionner**

Modèle	Modèle trinoculaire B-510BF	Modèle trinoculaire B-510PH
Eclairage	LED	
Technique d'observation	Fond clair	Fond clair et contraste de phase
Signal sortie	Objectifs IOS W-PLAN 4 x, 10 x, 40 x, 100 x (huile)	Objectifs à contraste de phase IOS W-PLAN PH 10 x, 20 x, 40 x, 100 x
Modèle	Trinoculaire avec 2 oculaires 10 x/22 mm	
Référence	**671236**	**671237**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	CHF
671186	Adaptateur monture C 0,5 x	**NC -**



Retrouvez les accessoires sur www.milian.com

Microscope inversé Optika


671160

Modèle	Equipement	Tête	Référence	CHF
IM-3	- Eclairage LED - Fond clair et contraste de phase -Système de mise au point macro et micrométrique - Platine fixe, dimensions 250 x 160 mm - Tourelle porte-objectifs à 5 positions - Tête trinoculaire, inclinée à 45° - Oculaires grand champ EWF10X/22 avec index de champ 22 - Objectifs : contraste de phase 10xPh, 20xPh, 40xph - housse de protection	Trinoculaire	**671160**	**NC -**

Huile à immersion



Référence	Désignation	CHF
670957	Huile à immersion 10 ml	**NC -**