Stéréomicroscopes binoculaires d'enseignement Optika

NOUVEAU

- **Simples et robustes, faciles à prendre en main**
- **Modèles à objectifs tournants pour rapidement changer de grossissement**
- **Tête inclinée à 45°**
- **Equipés de 2 éclairages distincts, led 1 W : incident et transmis**
- **2 modèles : avec corps optique mobile 360° ou corps optique fixe avec poignée de transport incluse**
- **Sur batterie rechargeable pour utilisation terrain si besoin**
- **Référence 671227 : modèle avec caméra intégrée**



Corps optique mobile 360°



Corps optique fixe et poignée de transport, modèle avec caméra intégrée

Référence	Corps optique	Grossis-sements	Distance de travail	Eclairage	CHF
671220	Mobile 360°	20x 40x	57 mm	Led avec interrupteurs	**NC -**
671221	Mobile 360°	10x 30x	57 mm	Led avec interrupteurs	**NC -**
671222	Fixe avec poignée de transport	20x 40x	57 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671223	Fixe avec poignée de transport	10x 30x	57 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671224	Fixe avec poignée de transport	20x 40x	76 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671225	Fixe avec poignée de transport	10x 30x	76 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671226	Fixe avec poignée de transport	10x 20x 40x	60 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**
671227	Fixe avec poignée de transport et caméra intégrée	10x 20x 40x	60 mm	Led avec touches de contrôle	**NC -**

Microscope numérique avec tablette

NOUVEAU

Microscope équipé d'une tablette orientable et détachable. Particulièrement adapté aux applications de routine en fond clair.

Modèle	B-290TB
Eclairage	Led 3,6 W
Oculaire	WF 10/20 mm
Technique d'observation	Fond clair
Modèle	Binoculaire
Type de tête	Tête inclinée à 30° et rotative 360°
Objectifs	4 X 10 X 40 X 100 X (huile)
Condenseur d'Abbe	ON 1,25
Dim. H x L x P (mm)	430 x 235 x 290
Poids (kg)	7
Tablette	10,1"
Système d'exploitation	Windows 10 32 bit
Ecran	Led Tactile
Dimensions L x P x H (mm)	25,7 x 10,5 x 17,4
Caméra	3 MP
Signal	USB 2
Dimension image	2048 x 1536
Référence	**671191**
CHF	**NC -**

