Caméra C-B5 5,1MP Optika



- **Caméra couleur 5MP**
- **Pour l'enseignement et les applications de routine au laboratoire**
- **Monture C**
- **Livrée avec logiciel (compatible windows, mac OS et Linux) et adaptateurs pour oculaire de microscope à tête mono ou binoculaire**

Capteur	CMOS 1/2,5''
Résolution caméra	5,1 MP
Signal sortie	USB 2.0
Alimentation caméra	PC USB
Connexion monture C	Oui
Caractéristiques PC	CPU : equivalente à Intel Core2.2 2.8 GHz ou supérieur RAM : 2GB o supérieur Port USB : 2.0 au moins deux ports
Référence	**671230**
CHF	**NC -**

NOUVEAU

Caméras PRO C-P3 et C-P6 Optika



- **Caméras dynamiques à lecture rapide**
- **Ces caméras proposent des images détaillées, d'excellente qualité grâce à son capteur SONY EXMOR CMOS**
- **Connexion monture C**

Modèle	C-P3	C-P6
Résolution de la caméra	3,1 MP	6,3 MP
Signal sortie	USB 3.0	USB 3.0
Taille capteur	1/2.8"	1/1.8"
Technologie du capteur	CMOS	CMOS
Format image	4/3	4/3
Taille pixels	2,5 x 2,5 µm	2,4 x 2,4 µm
Vitesse résolution	50 fps	30 fps
Référence	**671259**	**671262**
CHF	**NC -**	**NC -**

Caméra microscope numérique





- **Compatible avec logiciel MacOS® 10.12 ou supérieur**
- **Interface : USB 1,1 / 2,0**
- **Alimentation : USB (câble : 1,4 m)**

Capteur CMOS	1920 x 1080 pixels
Grossissement	10 x - 200 x
Obturateur	1/30 - 1/15750 sec
Focale	F 2.8
Éclairement	8 LEDs IR
Format d'acquisition	jpeg / bmp
Dimensions (mm)	Ø 33 x 110
Poids (g)	170
Référence	**098501B**
CHF	**NC -**

Support

Référence	**Désignation**	**Poids (kg)**	**CHF**
098502	Support flexible 300 mm pied en fonte	1,5	**NC -**

Tablette PC avec caméra pour microscope trinoculaire Optika



- **Ecran tactile 10"**
- **Connexion USB 2.0**
- **Solution 2 en 1 disposant d'une tablette PC à écran tactile et d'une caméra 3 ou 5 MPixels pour la capture d'images**
- **Système pouvant être installé sur sortie trinoculaire avec aptateur monture C**

Modèle	TB-3W	TB-5W
Système d'exploitation	Windows 8,1 32-bit	
Network	Wireless bluetooth	
Autonomie	9 heures	
Résolution caméra (MP)	3,14	5
Signal sortie	USB 2.0	USB 2.0
Language tablette	Multilangues	
Logiciel tablette inclus	OPTIKA VISION LITE : acquisition de photos ou vidéos, mesures, indication d'objets ou commentaires, documentation	
Stockage	HDD 32 Go, accepte également les cartes SD	
Câbles inclus	MicroUSB vers USB, câble OTG,câble USB	
Dim. (cm) l x h x épaisseur	25,85 x 16,75 x 0,88	
Poids (g)	580	
Référence	**670976**	**670977**
CHF	**NC -**	**NC -**