Trompe à eau en polypropylène

Trompe à eau complète, en polypropylène de haute résistance, pour formation de vide et d'aspiration de liquides.
La trompe est livrée complète avec :

- un raccord-écrou pour robinet R3/4", un raccord réducteur R1/2" et un raccord pour tuyau olive ø extérieur 10 - 12 mm ;
- un raccord au vide olive de diamètre extérieur 6 - 9 mm dévissable et un bouchon à vis GL 14

- **Consommation : 190 l/h à 3,5 bars de pression**
- **Pression finale : 16 mbar à 12 °C**
- **Capacité d'aspiration : 400 l/h à 12 °C et 3,5 bars**
- **Longueur : 210 mm**
- **Utilisable jusqu'à 80 °C**
- **Soupape anti-retour**

Référence	Désignation	CHF
090294	Trompe à vide complète	NC -



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
090295	Raccord réduction R3/8"	NC -
090296	Raccord réduction M 22 x 1 (filetage perlator)	NC -

Système d'aspiration de surnageants

- **Petit, compact et facile à utiliser**
- **Pompe intégrée, vide 500 mbar**
- **Bouteille 1 litre**
- **Protection contre les contaminations grâce au filtre hydrophobe**

Référence	Désignation	CHF
144746	Système d'aspiration de liquides avec flacon 1 l	NC -

Options

Référence	Désignation	CHF
144747	Kit avec adaptateur + support 8 canaux	NC -
144748	Adaptateur 8 canaux seul	NC -
144749	Filtre de remplacement	NC -







