Système d'aspiration AZ complet



Petit, efficace, silencieux, et économique... Tout-en-un est idéal pour aspirer vite des petites quantités de liquides.

- **Convient également à l'aspiration de cellules surnageantes**
- **Livré complet avec :**
  - **1 pompe à vide à membrane (8 l d'air / min, 700 mbar)**
  - **1 bouteille en polypropylène (2 ou 4 l) avec embouts FastLock sur capuchon**
  - **1 filtre membrane, 1 insert de ventilation et tuyau silicone 3 m (ø int. 6mm)**
  - **+ clip d'attache pour tuyau sur FastLock (support/stand pour bouteille vendu séparément)**

Modèle	Bouteille 2 litres	Bouteille 4 litres
Aspiration de la pompe	8 l. d'air / min 700 mbar à vide	
Dimensions l x p x h (mm)	75 x 60 x 170	
Poids (kg)	0,8	
Puissance (W)	5	
Alimentation	230 V / 50Hz	
Référence	**841078**	**841079**
CHF	**NC -**	**NC -**

Bouteilles



2 litres :
841083 + 841085

4 litres :
841084 + 841086

Réf.	Désignation	CHF
841083	Bouteille 2 l. supplémentaire, avec capuchon FastLock	**NC -**
841084	Bouteille 4 l. supplémentaire, avec capuchon FastLock	**NC -**
841086	Stand/Support pour bouteille 4 l.	**NC -**
841090	Capuchon de rechange avec embout FastLock pour bouteille 2 l.	**NC -**
841091	Capuchon de rechange avec embout FastLock pour bouteille 4 l.	**NC -**

Pompes et pédales

Réf.	Désignation	CHF
841100	Pompe à vide à membrane, seule, 8 l./min 700 mbar	**NC -**
841101	Pompe à vide à membrane, seule, 25 l./min 250 mbar	**NC -**
841102	Pompe à vide à membrane, seule, 17 l./min 100 mbar	**NC -**
841103	Pédale-interrupteur ON/OFF pour pompes et systèmes	**NC -**

››› Vous avez déjà une pompe ?

Les systèmes d'aspiration SANS pompe contiennent tous les éléments listés ci dessous :

- **1 bouteille en polypropylène (2 ou 4 l.) avec embouts FastLock sur capuchon**
- **1 filtre membrane, 1 insert de ventilation et tuyau silicone 3 m (ø int. 6 mm) + clip d'attache pour tuyau sur FastLock**

et, en plus :

- **1 support/stand pour bouteille (2 ou 4 l.) inclus**
- **1 poignée d'aspiration avec molette de régulation de débit (Flow Control), et adaptateur standard pour pipettes pasteur intégré**

Autres adaptateurs d'aspiration vendus séparément.

Système d'aspiration sans pompe

Référence	Désignation	CHF
841081	Système d'aspiration AK02 sans pompe, bouteille 2 l.	**NC -**
841082	Système d'aspiration AK04 sans pompe, bouteille 4 l.	**NC -**

Accessoires & adaptateurs

Réf.	Désignation	CHF
841092	Tube Set : tuyau silicone 3 m (ø int. 6 mm) + filtre	**NC -**
841088	Raccord forme "Y" pour dédoublement de tuyaux	**NC -**
841089	Pack de 3 filtres de sécurité de rechange	**NC -**
841087	Clip d'attache supplémentaire pour tuyau sur embouts FastLock	**NC -**
841093	Poignée d'aspiration avec molette Flow Control *	**NC -**
841094	Adaptateur d'aspiration monocanal inox 60 mm	**NC -**
841095	Adaptateur d'aspiration monocanal inox 150 mm	**NC -**
841096	Adaptateur d'aspiration monocanal inox 200 mm	**NC -**
841097	Adaptateur d'aspiration pour pointes de pipettes jaunes	**NC -**
841098	Adaptateur-rateau d'aspiration 8 canaux autoclavable pour microplaques	**NC -**

* La poignée d'aspiration est fournie avec un adaptateur pour pipettes pasteur standard.

Système d'aspiration MiniVac



- **Système simple de filtration**
- **Fonctionne sur une trompe à vide ou un système d'aspiration**
- **Non autoclavable**

Livré complet avec :

- un flacon en polystyrène stérile (stérilisation aux rayons gamma), capacité 1 l, dimensions (L x l) : 20 cm x 11 cm
- un capuchon GL 45 avec 2 connexions pour tubulures de diamètre interne 5 mm
- Un support en PETG, dimensions (L x h) : 20 cm x 8 cm
- 70 cm de tubulure en silicone, diamètre int.5 mm, diamètre ext. 9,5 mm

Référence	Désignation	CHF
141272	Systeme d'aspiration minivac	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
141273	Capuchon 45 mm avec raccord minivac PP	**NC -**
141274	Support pour bouteille minivac PETG	**NC -**
141275	Bouteille minivac 1 l	**NC -**
141276	Tubulure plastique 700 mm	**NC -**