Kit d'aspiration de liquide Biodolphin

- **Poignée ergonomique**
- **Aspiration en mode continu sans maintien de la pression sur le bouton**
- **Entièrement autoclavable à l'exception du portoir**
- **Ejection des pointes d'une seule main**
- **Nombreux accessoires interchangeables rapidement**
- **Existe en différentes couleurs**
- **Lafil 100 eco avec extinction automatique de la pompe lorsque le vide souhaité est atteint**







Le kit comprend :

- un adaptateur pour pointe monocanal ;
- un adptateur pour pointe à 8 canaux ;
- un adaptateur 8 canaux pointe en inox 40 mm ;
- un adaptateur monocanal pointe en inox 40 mm ;
- un adaptateur monocanal pointe en inox 80 mm ;
- un portoir.
- une poignée ;

Kit d'aspiration Biodolphin

Coloris	Bleu clair	Bleu foncé	Rose	Vert
Réf.	886032	886033	886034	886035
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Système double aspiration / filtration avec pompe

Réf.	Désignation	CHF
886012	Système double aspiration / filtration avec pompe	NC -
886242	Système double aspiration / filtration avec pompe Lafil 100 eco	NC -

Système d'aspiration Lafil 200 Rocker

NOUVEAU

- **Bouteille de récupération en PP 4 l**
- **Bouchon à connexion rapide pour tuyaux**
- **Détection du niveau de liquide**
- **Lafil 200 eco avec extinction de la pompe lorsque celle-ci atteint le vide souhaité**

Modèle	Lafil 200	Lafil 200 eco
Vide limite (mbar abs.)	1013 - 213	880 - 370
Débit d'air max (l/min)	10	
Vitesse d'aspiration max (ml/s)	17	
Extinction automatique	-	Oui
Niveau sonore	55 db	
Dimensions (l x p x h) (mm)	375 x 258 x 217	
Poids (kg)	2,1	2,3

Composition pack	Plus	Biodolphin
Poignée	x	x
Adaptateur pointes micropipettes monocanal 50 mm		x
Adaptateur pointes micropipettes monocanal 150 mm	x	x
Adaptateur pointes micropipettes monocanal avec éjecteur	x	x
Adaptateur pointes micropipettes 8 canaux avec éjecteur	x	x
Embout acier inox monocanal 40 mm		x
Embout acier inox monocanal 80 mm		x
Embout acier inox 8 canaux 40 mm		x
Portoir pour poignée		x



Référence	Désignation	CHF
886150	Pack Lafil 200 plus	NC -
886149	Pack Lafil 200 Biodolphin	NC -
886236	Pack Lafil 200 eco plus	NC -
886237	Pack Lafil 200 eco Biodolphin	NC -

Système double aspiration / filtration avec pompe

- **Unité compacte, idéale pour travail sous hotte à flux laminaire**
- **Portoir pour collecte du filtrat dans des tubes à centifuger de 15 et 50 ml**
- **Poignée en POM autoclavable**
- **Réservoir pour collecter les résidus de liquide**
- **Fourni avec adaptateurs autoclavables pour pipette Pasteur et pointes 200 µl monocanal et 8 canaux avec éjecteur en POM**
- **Fourni avec adaptateur pour bouteille à col GL45 en polypropylène**

Vide maximum (mmHg)	500
Débit maximum (l/min)	1
Dimensions (L x p x h) (mm)	265 x 130 x 210
Alimentation	AC 100/240V, 50/60Hz
Poids (kg)	1,3
Référence	**886012**
CHF	**NC -**



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
886027	Adaptateur 8 canaux pointe en inox 40 mm	NC -
886028	Adaptateur monocanal pointe en inox 40 mm	NC -
886029	Adaptateur monocanal pointe en inox 80 mm	NC -

Référence	Désignation	CHF
886013	Entonnoir de filtration 300 ml en PES (LF 3a)	NC -
886030	Entonnoir de filtration 500 ml en PES (LF 5a)	NC -
886031	Housse de rangement résistante aux UV	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com