
Aspirateur pour surnageants VacuBoy



Poignée d'aspiration à connecter sur une source de vide et flacon piège, ou sur le Vacusafe.

- **Commande d'arrêt et d'ouverture du vide et vide réglable sur la poignée**
- **Choix de nombreux adaptateurs**
- **Entièrement autoclavable**

VacuBoy

Référence	Désignation	CHF
004930	Vacuboy complet comprenant : la poignée Vacuboy un support pour poignée un adaptateur pipette Pasteur un adaptateur monocanal acier inox 40 mm un adaptateur 8 canaux acier inox 40mm un adaptateur monocanal éjection automatique pour cône de micropipette un adaptateur monocanal en plastique pour cône de micropipette un adaptateur 8 canaux éjection automatique pour cône de micropipette	**NC -**
004930B	Poignée Vacuboy comprenant : la poignée Vacuboy un adaptateur monocanal acier inox 40 mm un adaptateur pipette Pasteur	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
155504	Adaptateur monocanal en plastique pour cône de micropipette	**NC -**
155502	Adaptateur monocanal acier inox 40 mm	**NC -**
155522	Adaptateur monocanal acier inox 150 mm	**NC -**
155525	Adaptateur monocanal acier inox 280 mm	**NC -**
155503	Adapateur 8 canaux acier inox 40 mm	**NC -**
155524	Adaptateur 4 canaux acier inox 40 mm	**NC -**
155520	Adaptateur 8 canaux éjection automatique pour cône de micropipette	**NC -**
155526	Adaptateur monocanal éjection automatique pour cône de micropipette	**NC -**
155501	Support pour poignée Vacuboy	**NC -**
155505	Adaptateur pour pipette Pasteur	**NC -**
158445	Support pour bouteille en PP de 4 litres	**NC -**
158332	Tube 1,8m connexion couvercle Vacuboy	**NC -**

Station d'aspiration Vacusafe Comfort



Pour l'aspiration en toute sécurité et sans contamination des liquides surnageants dans un flacon en polypropylène 4 litres. Sécurité totale :

- détecteur de niveau (sauf modèle Comfort ECO) ;
- tous les accessoires (poignée, raccords, tube, bouteille) sont autoclavables ;
- filtre hydrophobe de protection contre les débordements.



- **Volume : 4 l**
- **Appareil prêt à l'emploi, à vide réglable progressivement (-300 à -600 mbar)**
- **Permet d'aspirer à l'aide de la poignée Vacuboy le surnageant (pathogène, biohazard) dans tout support de culture (flacon, boîte de Pétri, microplaque), tube ou microtube**
- **L x p x h (mm) : sans bouteille : 255 x 180 x 150 / avec bouteille : 255 x 180 x 480 mm**
- **Fonctionnement : 5 °C à 40 °C - 80 RH**
- **Poids : 2 kg**



Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide des meilleures pratiques d'élimination des déchets biologiques liquides

Référence	158320	158310	158300B
Contrôle de l'aspiration (par pompe ou par valve)	✔	✔	✔
Detection électronique du niveau		✔	✔
Bouteille en polypropylène	✔	✔	
Bouteille en verre			✔

Référence	Désignation	CHF
158320	Vacusafe Comfort ECO comprenant : 1 bouteille polypropylène 4 litres couvercle avec connexion standard set de tube et filtre poignée Vacuboy avec 1 adaptateur monocanal inox 40 mm	**NC -**
158310	Vacusafe Comfort comprenant : tous les éléments du Vacusafe Comfort ECO + couvercle à connexion rapide et détecteur de niveau	**NC -**
158300B	Vacusafe Comfort Plus comprenant : tous les éléments du Vacusafe Comfort + bouteille 2 litres en verre	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
158370	Bouteille polypropylène 4 litres	**NC -**
158331	Tuyau 70 cm Vacusafe-bouteille	**NC -**
158332	Tuyau 180 cm bouteille-poignée	**NC -**
158395	Bloc d'alimentation 240V	**NC -**
158015	Filtre Vacusafe	**NC -**