Système d'aspiration de surnageants Vacusip

- **Compact, idéal pour des manipulations sur paillasse**
- **Batterie intégrée**
- **Idéal pour l'aspiration de petits volumes jusqu'à 10 ml**
- **Pompe à vide intégrée silencieuse**
- **Arrêt de la pompe dès établissement du vide**
- **Protection contre les contaminations aériennes et de liquides grâce à un filtre hydrophobe**
- **Possibilité d'autoclaver toutes les pièces rentrant en contact avec le liquide**
- **Large gamme d'embouts disponible**
- **Support pour poignée d'aspiration intégré sur le Vacusip**



ASTUCE

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide des meilleures pratiques d'élimination des déchets biologiques liquides

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
155502	Adaptateur monocanal acier inox 40 mm	NC -
155503	Adaptateur 8 canaux acier inox 40 mm	NC -
155525	Adaptateur monocanal acier inox 280 mm	NC -
159026	Adaptateur monocanal avec éjecteur pour pointes à usage unique	NC -
159024	Adaptateur 8 canaux avec éjecteur pour pointes à usage unique	NC -
159040	Set Vacusip comprenant : poignée, tuyau silicone (1,2 m + 0,22 mm), 1 filtre	NC -
159020	Poignée Vacusip	NC -
159031	Bouteille INTEGRA en verre borosilicaté de 500 ml bouchon bleu standard	NC -
159035	Bouchon vert disposant de connexions x 2	NC -
159032	Bouteille à usage unique en PP 500 ml x 10	NC -
004922	Filtre 0,45 µm non stérile	NC -
171023	Tuyau en silicone 3 mm longueur 2,5 m	NC -
171033	Tuyau en silicone 3 mm longueur 25 m	NC -

Livré avec :

- un système d'aspiration (avec accumulateur, pour la version autonome référence 159500) ;
- une bouteille de 500 ml ;
- une poignée en silicone ;
- un adaptateur monocanal acier inox 40 mm ;
- un adaptateur 8 canaux acier inox 40 mm ;
- 4 un adaptateur monocanal en plastique pour pointe à usage unique ;
- un tuyau en silicone ;
- un filtre ;
- un transformateur.

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Réf.	Désignation	CHF
159500	Vacusip version autonome (avec accumulateur)	NC -
159510	Vacusip	NC -

Systèmes d'aspiration Vacuubrand BVC

- **Contrôle par panneau tactile**
- **Bouteille de récupération autoclavable**
- **Régulation automatique du vide : la pompe s'éteint quand le vide souhaité est atteint**
- **Deux poignées peuvent être branchées sur un système d'aspiration avec le kit de connexion en option**
- **Livré complet avec poignée d'aspiration VHC Pro**

VIDEO

Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

BVC pro

- **Capteur de niveau de liquide**
- **Routine de désinfection du tube d'aspiration**



978021

Modèle	BVC Control	BVC Control G	BVC Pro	BVC Pro G
Débit d'air max (l/min)	11,6			
Vide limite (mbar abs.)	100			
Bouteille de récupération	PP 4l	Verre 2l	PP 4l	Verre 2l
Détecteur de niveau			x	x
Dim. l x p x h (mm)	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430	408 x 194 x 500	408 x 194 x 430
Poids (kg)	7,3	7,7	7,3	7,7
Référence	**978019**	**978020**	**978021**	**978022**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
978030	Kit de connexion pour seconde poignée VHC pour bouteille PP 4 l	NC -
978027	Kit de connexion pour seconde poignée VHC pour bouteille verre 2 l	NC -
978029	Filtre de protection de la pompe 0,2 µm	NC -

Poignée d'aspiration VHC Pro

- **Tuyau traversant, le liquide n'entre pas en contact avec la poignée**
- **Livré avec support mural**
- **Autoclavable**

978033



Référence	Désignation	CHF
978033	Poignée d'aspiration VHC Pro	NC -
978053	Adaptateur pour pointes de micropipettes 200 µl avec éjecteur	NC -
978054	Adaptateur 8 canaux pour pointes de micropipettes 200 µl avec éjecteur	NC -
978034	Support de table pour poignée VHC Pro	NC -

978034



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com