Pompe péristaltique digitale



VIDEO
Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

- **Taille compacte**
- **Contrôle par microprocesseur**
- **Réglage de la vitesse et du sens de circulation**

Modèle	MU-D01	MU-D02
Puissance	50 W	100 W
Vitesse/ Incrément	20 - 300 rpm / 1 rpm	5 - 600 rpm /1 rpm
Débit	1,2 à 1140 ml/min	0,3 à 2280 ml/min
Température de travail	Amb. à + 40 °C	
Dimensions (L x l x h)	200 x 340 x 130 mm	
Matériau	Fer	
Poids (kg)	5,7	
Voltage (V)	220	
Référence	**022105**	**022106**
CHF	**NC -**	**NC -**

Tuyaux silicone - Longueur 7,5 m

Référence	Diamètre intérieur (mm)	Débit (ml/min) pour vitesse de 6 à 600 rpm	CHF
022107	0,8	0,36 à 36	**NC -**
022108	1,6	1,3 à 130	**NC -**
022109	3,1	4,8 à 480	**NC -**
022110	4,8	10 à 100	**NC -**
022111	6,4	17 à 1700	**NC -**
022112	7,9	23 à 2300	**NC -**

Pompe péristaltique programmable Dose It P910

VIDEO
Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



- **Economique**
- **Ultra-précise dans une gamme de volume de 0,1 ml à 9999 ml**
- **Rapide grâce à une gamme complète de tubes de 1 mm à 8 mm**
- **Compacte et légère**
- **Entièrement programmable (20 programmes) pour tous les dosages**
- **Tubes et canules entièrement autoclavables**
- **Pédale de commande pour garder les mains libres ou interrupteur de paillasse**
- **Protocole personnalisable en série d'étapes : rampes, dilutions en série...**
- **Connexions RS-232 pour l'impression et le transfert de données**

Pompe péristaltique programmable incluant :
- tuyau silicone 4 mm de 2,5 m ;
- 1 douille de distribution/aspiration de 10 cm en acier inox (un bout dentelé) ;
- 2 douilles d'aspiration / distribution 35 cm ;
- collier.

Référence	Désignation	CHF
171000	Pompe périlstaltique Dose It P910	**NC -**

Tuyaux silicone

Référence	ø tuyau (mm)	Débit nominal (ml/min)	Longueur tuyau (m)	CHF
171021	1	0,6 - 52	2,5	**NC -**
171022	2	2,1 - 203	2,5	**NC -**
171023	3	4,8 - 475	2,5	**NC -**
171024	4	8,4 - 837	2,5	**NC -**
171026	6	16 - 1634	2,5	**NC -**
171028	8	25 - 2488	2,5	**NC -**

Douille d'aspiration en acier inox

Référence	ø tuyau (mm)	Longueur (cm)	CHF
171051	1	10	**NC -**
171052	2	10	**NC -**
171053	3	10	**NC -**
171054	4	10	**NC -**
171056	6	10	**NC -**
171058	8	10	**NC -**
171064	4	35	**NC -**
171066	6	35	**NC -**
171068	8	35	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
060316	Pédale de commande	**NC -**
171090	Kit double tête de pompe	**NC -**
171088	Set de tuyaux pour double tête de pompe (ø 8 mm)	**NC -**
171077	5 connecteurs de pipettes	**NC -**
171081	Interrupteur de paillasse	**NC -**
171091	Potence avec bras pour fixation du tuyau	**NC -**