Pompes à vide résistantes aux produits chimiques

- **Pour la filtration sous vide, la purification de solvants, la SPE, les évaporateurs rotatifs**
- **Toutes les parties en contact avec l'air aspiré sont en PTFE pour une haute résistance chimique**
- **Fonctionnent sans huile, ne nécessitent pas de maintenance**
- **Arrêt automatique en cas de surchauffe et reprise de l'aspiration après refroidissement**
- **La pompe Chemker 411 est équipée d'un piège à humidité et d'un robinet pour le réglage du vide**

Chemker 300



Chemker 411



Modèle	Chemker 300	Chemker 400	Chemker 410	Chemker 411
Vide (mbar abs.)	120		14	
Débit maximal (l/min)	18	33	18	
Raccord d'aspiration (mm)	8			
Niveau sonore (dB)	50			
Dim. L x l x h (cm)	20,3 x 11,2 x 20,9	26,7 x 11,2 x 18,1	26,2 x 14,8 x 18,2	26,2 x 23,6 x 19,3
Poids (kg)	5,0	7,0		7,4
Référence	**886070**	**886071**	**886072**	**886073**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pompes à vide Rocker

- **Pour le dégazage, la filtration sous vide, l'échantillonage d'air**
- **Avec système de réglage du vide**
- **Pompes à piston sans huile, sans maintenance**
- **Système de protection contre l'entrée de liquide dans la pompe (sauf modèles 800 et 810)**
- **Filtre particulaire au niveau de l'entée d'air (et de la sortie pour les modèles 430 et 600)**
- **Arrêt automatique en cas de surchauffe et reprise de l'aspiration après refroidissement**



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit



886074



886082



886081



886075

Modèle	Rocker 300	Rocker 400	Rocker 410	Rocker 430	Rocker 800	Rocker 801	Rocker 810	Rocker 811	Rocker 300DC*
Vide (mbar abs.)	106		33	173	120		33		146
Débit maximal (l/min)	20	34	20	28	80	68	50	40	25
Pression maximale (psi)	-	-	-	80	-	-	-	-	-
Puissance max (W)	60	80		125	200				35
Raccord d'aspiration (mm)	8				10				8
Niveau sonore (dB)	50	52			68				50
Dimensions (L x l x h) (cm)	26,8 x 13,5 x 20,4	31 x 13,5 x 20,4		24,7 x 23,5 x 20,4	34,5 x 17,5 x 20				26,8 x 13,5 x 20,4
Poids (kg)	4,1	5,2	5,2	5,5	7,6	7,9	7,6	7,9	3,5
Référence	**886074**	**886076**	**886077**	**886082**	**886078**	**886079**	**886080**	**886081**	**886075**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Alimentation : 12 V continu