Pompes à vide Laboport®

- 100% sans huile
- Sans entretien
- Branchement des têtes de pompage en série pour un vide plus poussé, ou en parallèle pour un débit accru
- Pour utilisation avec évaporateurs rotatifs, sécheurs de gels, étuves à vide et filtration





Pompes à vide pour gaz neutres

- Pour les applications simples de filtration et dessications, où la résistance chimique n'est pas essentielle

Modèle	N 86KN.18	N 035.1.2AN.18
Débit à P. atm (l/min)	6	55
Vide limite (mbar abs)	100	100
Pression de service (bar)	2,4	4
Ø raccord (mm)	4	9
Nombre de têtes	1	2 (parallèle)
Matériau tête de pompe	PPS	Aluminium
Matériau membrane	EPDM	CR
Matériau clapets	FPM	Acier inox
Dimensions (l x p x h) (mm)	164 x 141 x 90	294 x 222 x 250
Poids (kg)	1,9	11,3
Référence	**046202**	**046212**
CHF	**NC -**	**NC -**



Séries 810, 820, et 840

Pompes à vide pour gaz corrosifs

- Durables, entièrement en PTFE pour une résistance chimique accrue

Modèle	N 840FT.18	N 810.3FT.18	N 820.3FT.18	N 840.3FT.18	N 842.3FT.18
Débit à P. atm (l/min)	34	10	20	34	
Vide limite (mbar abs)	10	8			2
Ø raccord (mm)	10				
Nombre de têtes	1	2 (série)			
Matériau tête de pompe	PTFE				
Matériau membrane	PTFE				
Matériau clapets	FFPM				
Dim. (l x p x h) (mm)	297 x 171 x 226	281 x 140 x 187	312 x 154 x 207	341 x 166 x 266	341 x 167 x 223
Poids (kg)	10,3	6,9	9,3	12,6	13,4
Référence	**046209**	**046207**	**046203**	**046210**	**054607**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Groupe de pompage pour évaporateurs rotatifs

- A régulation de vide intelligente, s'adaptant en continu au point d'ébullition de tout solvant contenu dans un mélange
- Contrôle par télécommande pour une manipulation de l'extérieur d'une hotte chimique



Modèle	SC 920
Débit à P. atm (l/min)	20
Vide limite max. (mbar abs)	2
Ø raccord (mm)	-
Nombre de têtes	-
Matériau tête de pompe	PPS
Matériau membrane	PTFE
Matériau clapets	FFPM
Dimensions (l x p x h) (mm)	366 x 294 x 423
Poids (kg)	15,2
Référence	**046363**
CHF	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
046500	Tuyau à vide pour raccords Ø 4 mm Norprène longueur 1 m	**NC -**
046501	Tuyau à vide pour raccords Ø 6 - 10 mm Norprène longueur 1 m	**NC -**
054595	Vanne vacuomètre pour réglage du vide	**NC -**