Pompes à liquide KNF Liquiport® série NF

- **Version S avec régulation manuelle du débit, version RC avec régulation manuelle ou pilotage externe de l'appareil (câble fourni)**
- **Permet le démarrage à sec et l'auto-amorçage**
- **Indice de protection IP65**
- **Durée de vie du moteur 10 000 h d'utilisation**
- **Protection contre la surchauffe**



Modèle	NF 100			NF 1.100			NF 300			NF 1.300		
Gamme de débits (l/min)	0,2 à 1,3			0,2 à 1,3			0,5 à 3			0,5 à 3		
Ø raccord (mm)	8			8			12			12		
Pression d'aspiration (mCE)	3			3			3			3		
Pression de refoulement (mCE)	10			40			10			40		
Temp. du liquide admissible	+5 à +80 °C											
Viscosité maximale (cST)	150											
Matériau tête de pompe	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE
Matériau membrane	PTFE											
Matériau clapet	FFPM											
Dim. (l x p x h) (mm)	130 x 99 x 177						160 x 104 x 188					
Poids (kg)	1						1,5					
Référence version S	**046236B**	**046238B**	**046240B**	**046242B**	**046244B**	**046246B**	**046263B**	**046265B**	**046267B**	**046219B**	**046356B**	**046358B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence version RC	**046237B**	**046239B**	**046241B**	**046243B**	**046245B**	**046247B**	**046264B**	**046266B**	**046268B**	**046355B**	**046357B**	**046359B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Pompe doseuse Simdos

- **Interface intuitive à menus déroulants, contrôle par bouton unique**
- **Version manuelle (S) ou pilotable TS232 (RCP)**
- **Permet le démarrage à sec et l'auto-amorçage**
- **Indice de protection IP65**





Simdos 10



Simdos 02

Modèle	Simdos 10			Simdos 02		
Gamme de débits	1 à 100 ml/min			30 µl/min à 20 ml/min		
Gamme de volume distribué	1 à 1000 ml			30 µl à 999 ml		
Précision	0,02					
Répétabilité	0,01					
Ø raccord (mm)	4 à 6					
Température ambiante admissible	+5 à +40 °C					
Température du liquide admissible	+5 à +80 °C					
Viscosité maximale	150 cST					
Matériau tête de pompe	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE
Matériau membrane	PTFE					
Matériau clapet	FFKM					
Dimensions (l x p x h) (mm)	150 x 93 x 144			140 x 87 x 130		
Poids (kg)	0,9			0,9		
Référence version S	**046280B**	**046281B**	**046282B**	**046340**	**046341**	**046342**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com