## Pompes à vide Vacuubrand


978000


978005


978010


978002


978008


978115

- **100 % sans huile**
- **Niveau sonore : 45 dBA**
- **Sans entretien**
- **ME1C, ME2C NT et ME4C NT à membranes PTFE quand une résistance chimique est nécessaire**
- **Membrane PTFE Sandwich : une couche de PTFE, une couche de FPM, une couche de fibre pour une excellent resistance chimique et mécanique**

| | Pompe à membrane | | | Pompe à membrane, groupe de pompage «chimie» | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modèle** | ME1* | ME2NT | ME4NT | ME1C* | ME2CNT | ME4CNT |
| Débit maximal (l/min) | 11,60 | 33,30 | 65 | 11,60 | 35 | 66,60 |
| Vide (mbar abs.) | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 |
| Contre-pression max. (bar abs.) | 1,10 | 2 | 2 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Poids (kg) | 5 | 10,20 | 11 | 5 | 10,20 | 11,10 |
| Membrane | PTFE | FPM | FPM | PTFE | PTFE Sandwich | PTFE Sandwich |
| Clapets | PTFE | FPM | FPM | PTFE | PTFE | PTFE |
| Dimensions (mm) | 247 x 121 x 145 | 243 x 211 x 198 | 243 x 239 x 198 | 247 x 121 x 145 | 243 x 211 x 198 | 254 x 243 x 198 |
| Raccord d'aspiration | DN 6/10mm | DN 10 mm | DN 10 mm | DN 10 mm | DN 10 mm | DN 10 mm |
| Raccord de refoulement | G1/8" (Silencieux) | G1/4" (Silencieux) | G1/4 "(Silencieux) | DN 10 mm | DN 10 mm | DN 10 mm |
| **Réf.** | **978000** | **978005** | **978010** | **978002** | **978008** | **978115** |
| **CHF** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

*** Bouton marche/arrêt sur le dessus, peut être posé au sol et activée avec le pied.**

### Accessoires

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **978001** | Régulateur d'air avec manomètre pour ME 1 | **NC -** |
| **978003** | Régulateur d'air avec manomètre pour ME 1C | **NC -** |
| **978006** | Régulateur d'air avec manomètre pour ME 2 NT | **NC -** |
| **978014** | Tuyau à vide en caoutchouc DN 6 (le mètre) | **NC -** |
| **978015** | Tuyau à vide en caoutchouc DN 8 (le mètre) | **NC -** |
| **978016** | Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 (le mètre) | **NC -** |

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| **978004** | Set de membranes-clapets pour ME 1 et ME 1C | **NC -** |
| **978007** | Set de membranes-clapets pour ME 2 NT | **NC -** |
| **978009** | Set de membranes-clapets pour ME 2C NT | **NC -** |
| **978011** | Set de membranes-clapets pour ME 4 NT | **NC -** |
| **978013** | Set de membranes-clapets pour ME 4C NT | **NC -** |

## Pompe à vide à membrane MZ2CNT et groupe de pompage MZ2CNT + AK SYNCHRO + EK

**NOUVEAU**


978061


978082

- **Résistance chimique élevée et bonne tolérance aux condensats**
- **Débits élevés même à proximité du vide limite**
- **Bon vide limite sous lest d'air/gaz inerte**
- **Fonctionnement silencieux : 45 dBA**

### Groupe de pompage MZ2CNT + AK SYNCHRO + EK :

- **Pour opération synchrone de deux applications avec régulation manuelle du vide**
- **Séparateur à aspiration AK en entrée de pompe pour récupération des condensats**
- **Condensateur de vapeur EK en sortie de pompe pour une récupération efficace des solvants**

| Modèle | Pompe MZ2CNT | Groupe de pompage MZ2CNT + AK SYNCHRO + EK |
|---|---|---|
| Débit maximum (l/min) | 2 | |
| Vide limite (mbar abs.) | 7 | |
| Contre-pression max (bar abs.) | 1,1 | |
| Membrane | PTFE | |
| Clapets | FFKM | |
| Raccord d'aspiration | Embout DN 8-10 mm | 2 embouts DN 8-10 mm |
| Raccord de refoulement | Embout DN 8-10 mm | Embout DN 8-10 mm |
| Raccord d'eau de refroidissement | - | 2 embouts DN 6-8 mm |
| Dimensions (l x p x h) (mm) | 243 x 243 x 198 | 248 x 326 x 402 |
| Poids (kg) | 11,1 | 14,5 |
| **Référence pompe seule** | **978061** | **978082** |
| **CHF.** | **NC -** | **NC -** |