Scelleuse 305-C

- Pour le scellement de plastique et autres matières thermoplastiques jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur
- Très facile d'utilisation : presser puis sceller
- Coupe manuelle
- Livré avec 2 résistances, 2 toiles couvre-résistances en Teflon et une lame
- Longueur maximum de scellement : 300 mm
- Largeur de scellement : 5 mm
- Scellement instantané entre 0,2 et 1,3 secondes
- H x L x P : 190 x 480 x 82 mm
- Consommation : 1 100 W
- Poids : 5,2 kg



Référence	Désignation	CHF
068642	Scelleuse 305-C	NC -

Machine à sceller pour sachets à stériliser

- Soudure par pression
- Largeur du scellé : 12 mm
- Longueur max de soudure : 300 mm
- Poids : 4,8 kg
- Dimensions 17,5 x 47 x 35 cm
- Consommation : 100 W



Référence	Désignation	CHF
068587B	Machine à sceller pour sachets à stériliser	NC -

Machine à sceller automatique pour sachets à stériliser

Pour poches en polypropylène / polyester avec base de papier stérile.
Selon norme DIN 58953.

- En métal recouvert d'époxy
- Temps de chauffage : 4 min.
- Largeur du scellé : 10 mm
- Vitesse du scellement : 6 m/min.
- Plateau d'appui pour les poches en acier inox AISI 304 amovible
- Poids : 13 kg
- Consommation : 400 W
- Interrupteur lumineux de mise en marche du chauffage
- Interrupteur lumineux de mise en marche du moteur
- Lampe signalant le commencement du scellement
- Thermostat latéral de régulateur de température



Référence	Désignation	Dimensions ext. (h x L x p)	CHF
068589B	Machine à sceller automatique	16 x 48 x 26 cm	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com