

Postes de Sécurité
Microbiologique Thermo Scientific

Smart planning

pour la protection de votre laboratoire

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Thermo
SCIENTIFIC

Une protection
de tous les instants

Avec nos Postes de Sécurité Microbiologique, bénéficiez, en permanence et comme au premier jour, de performances et d'une protection optimales. Ce qui n'est pas le cas avec les postes ordinaires.

Ce qui fait la différence : la technologie SmartFlow™ met en œuvre deux moteurs à courant continu afin de réguler automatiquement et en temps réel les vitesses du flux laminaire descendant et d'aspiration, et ce, même lorsque les filtres se chargent en contaminants. Ce qui se traduit par une protection inégalée, tant des utilisateurs que des échantillons, et vous confère une véritable tranquillité d'esprit. Pour plus de sécurité, notre alarme de vérification numérique du débit Digital Airflow Verification™ (DAVe) vous signale, en outre, toute condition anormale. Fiabilité, ergonomie et efficacité énergétique éprouvées : faites aussi le choix de la confiance. D'une confiance durable.



Poste de Sécurité Microbiologique de type B2 Thermo Scientific série 1300

Poste de Sécurité Microbiologique de type A2 Thermo Scientific série 1300



Poste de Sécurité Microbiologique Thermo Scientific Maxisafe 2020

COPIE DUPLIQUE SAS

Smart planning pour la protection de votre laboratoire

La création d'un nouveau laboratoire ou la rénovation d'un laboratoire existant peut s'avérer complexe et délicate. Chaque étape du projet nécessite de prendre des décisions cruciales :

Quelles sont vos exigences en matière de recherche, aujourd'hui et demain ?

Quels sont les process de votre laboratoire ?

Quels sont vos objectifs en termes de développement durable ?

Quel impact cela a-t-il sur vos exigences budgétaires ?

Qu'il s'agisse de construire un nouveau laboratoire ou d'en rénover un, notre équipe vous accompagne tout au long du processus de planification et vous prodigue des conseils techniques et relatifs aux applications.

- Aide relative aux applications pour la classe et le type de Poste de Sécurité Microbiologique
- Caractéristiques mécaniques, électriques et en matière d'arrivées des fluides
- Mise à disposition de plans Revit® et CAD pour la planification de la préconception
- Calculs d'impact environnemental et d'économies d'énergie
- Aide à l'établissement du budget et à la planification pour l'équipement de laboratoire



Poste de Sécurité Microbiologique
Thermo Scientific Herasafe KS

DOCUMENTATION NON CONTRACTUELLE

Postes de Sécurité Microbiologique Thermo Scientific

Postes sûrs et fiables pour un grand nombre d'applications de laboratoire.

Gamme de Postes de Sécurité Microbiologique Thermo Scientific		Amérique du Nord	Amérique latine	Europe	Moyen-Orient / Afrique	Asie			Australie / Nouvelle-Zélande
						Chine	Japon	Reste de l'Asie	
Triple filtre	Herasafe KSP	●	●	●	●	●	●	●	●
	Maxisafe 2020			●	●	●		●	●
Classe II	Herasafe KS	●	●	●	●	●	●	●	●
	Safe 2020			●	●	●		●	●
	MSC-Advantage			●	●	●		●	●
	Type A2, série 1300	●	●		●	●	●	●	
	Type B2, série 1300	●	●		●	●	●	●	
Hottes à flux laminaire	Hotte à flux laminaire série 1800	●	●				●	●	
	Hotte à flux laminaire Heraguard HPH			●	●	●		●	●

Une sécurité et un confort d'utilisation exceptionnels

Tous les Postes de Sécurité Microbiologique ne sont pas conçus selon les mêmes normes de sécurité. Notre philosophie réside dans la conformité aux normes de sécurité internationales reconnues. Nous ne faisons pas de compromis sur la sécurité – les Postes de Sécurité Microbiologique disponibles dans les régions suivantes sont soumis aux certifications ci-dessous :

Certification et conformité (y compris toutes les certifications CE et TÜV)

États-Unis / Canada

- CEI 1010-1 / UL 3101-1
- NSF, norme 49

Europe / Moyen-Orient / Afrique

- CEI 1010-1 / EN 61010-1
- EN 12469 / 2000
- DIN 12980
- Directive basse tension 2006/95/EC
- Directive CEM 2004/108/EC

Australie / Chine / Asie-Pacifique

- CEI 1010-1
- YY 0569
- AS 2252.2

EN 12469

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

thermoscientific.com/bscnewlab

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Revit est une marque déposée d'Autodesk. Toutes les autres marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d'être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre distributeur local.

Australie +61 39757 4300
Autriche +43 1 801 40 0
Belgique +32 53 73 42 41
Chine +86 21 6865 4588 or
+86 10 8419 3588
France +33 2 2803 2180
Allemagne, appel gratuit (local) 0800 1 536 376
Allemagne (international) +49 6184 90 6000

Inde (appel gratuit) 1800 22 8374
Inde +91 22 6716 2200
Italie +32 02 95 05 95 52
Japon +81 45 453 9220
Pays-Bas +31 76 579 55 55
Nouvelle-Zélande +64 9 980 6700
Pays nordiques/baltes/CEI
+358 9 329 10200

Russie +7 812 703 42 15
Espagne/Portugal +34 93 223 09 18
Suisse +41 44 454 12 22
Royaume-Uni/Irlande +44 870 609 9203
États-Unis/Canada +1 866 984 3766

Autres pays asiatiques +852 2885 4613
Autres pays +49 6184 90 6000

Thermo SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific

BRBSCOVRNCP-FR 1212