

Thermo Scientific
Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Kluge Planung

zum Schutz Ihres Labors

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Thermo
SCIENTIFIC

Durchgehender Schutz
von Anfang an

Unsere Sicherheitswerkbänke der Klasse II bieten Ihnen tagtäglich höchsten Personen- und Produktschutz wie am ersten Tag. Herkömmliche Werkbänke können da nicht mithalten.

Der Unterschied liegt in der Technologie: Das SmartFlow™ Lüftungssystem regelt mit unabhängigen Dual-Gleichstrommotoren die Luftzufuhr und die nach unten gerichtete Strömung automatisch in Echtzeit – unabhängig vom Filterbeladungszustand mit Verunreinigungen. Damit brauchen Sie sich um den Schutz von Anwendern und Proben keine Sorgen mehr zu machen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Digital Airflow Verification™ (DAVe), die Abweichungen von den vorgegebenen Bedingungen sofort erkennt und anzeigt. Bewährte Zuverlässigkeit, Ergonomie und Energieeffizienz – die beste Wahl ist auch die Lösung, der Sie absolut vertrauen können. Und das nicht nur am ersten Tag.



Thermo Scientific 1300 Serie B2
Sicherheitswerkbank der Klasse II

Thermo Scientific 1300 Serie A2
Sicherheitswerkbank der Klasse II



Thermo Scientific Maxisafe 2020
Sicherheitswerkbank der Klasse II

NICHT FÜR DEN VERKAUF BESTIMMT

Kluge Planung zum Schutz Ihres Labors

Die Planung eines neuen oder die Renovierung eines bestehenden Labors kann sehr schwierig und anspruchsvoll sein. In jeder Projektphase müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden:

Welche Anforderungen müssen bei Ihren Anwendungsgebieten erfüllt werden – jetzt und in der Zukunft?

Wie sieht der Arbeitsablauf in Ihrem Labor aus?

Welche Ziele verfolgen Sie in Bezug auf die Nachhaltigkeit?

Wie hoch ist der zu erwartende finanzielle Aufwand?

Ob Sie ein neues Labor einrichten oder Ihr bestehendes Labor renovieren – unser Team kann Sie beim Planungsprozess technisch und anwendungsbezogen unterstützen.

- Anwendungsbezogene Auswahl von Klasse und Typ der Sicherheitswerkbank
- Genaue Angaben zu den benötigten technischen Voraussetzungen wie Elektroanschlüsse und Rohrleitungen
- Revit® und CAD-Zeichnungen für die genaue Raumplanung
- Informationen zur Nachhaltigkeit und Berechnungen zum sparsamen Energieverbrauch
- Unterstützung bei der Finanzierung und Planung der Laborausstattung



Thermo Scientific Herasafe KS
Sicherheitswerkbank der Klasse II

DOMINIQUE DUTSCHER

Thermo Scientific Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke

Sichere und zuverlässige Werkbänke für zahlreiche Laboranwendungen.

Thermo Scientific BSC Produktfamilie		Nordamerika	Lateinamerika	EMEA		Asien			Australien/ Neuseeland
				Europa	Naher Osten/ Afrika	China	Japan	Übriges Asien	
Dreifachfilter	Herasafe KSP	●	●	●	●	●	●	●	●
	Maxisafe 2020			●	●	●		●	●
Klasse II	Herasafe KS	●	●	●	●	●	●	●	●
	Safe 2020			●	●	●		●	●
	MSC-Advantage			●	●	●		●	●
	1300 Serie A2	●	●		●	●	●	●	
	1300 Serie B2	●	●		●	●	●	●	
Reine Werkbänke	Serie 1800	●	●				●	●	
	Heraguard HPH			●	●	●		●	●

Außerordentlich sicher durch die strenge Einhaltung weltweiter Normen

Nicht alle Sicherheitswerkbänke erfüllen die gleichen Sicherheitsstandards. Unsere Philosophie bei der Produktentwicklung basiert auf der Einhaltung weltweit anerkannter Sicherheitsnormen. Bei der Sicherheit gehen wir keine Kompromisse ein – Biologische Sicherheitswerkbänke, die in den folgenden Regionen erhältlich sind, sind gemäß untenstehender Normen und Standards zertifiziert.

Zertifizierung und Konformität (einschließlich aller CE- und TÜV-Zertifikate)

USA/Kanada

- IEC 1010-1/UL 3101-1
- NSF, Standard 49

Europa/Naher Osten/Afrika

- IEC 1010-1/EN61010-1
- EN 12469/2000
- DIN 12980
- Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG
- EMV-Richtlinie 89/336 EWG

Australien/China/ Asien-Pazifik

- IEC 1010-1
- YY 0569
- AS 2252.2

EN12469

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

thermoscientific.com/bscnewlab

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Revit ist ein eingetragenes Warenzeichen von Autodesk. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der Thermo Fisher Scientific Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weiterführende Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.

Australien +61 39757 4300
Österreich +43 1 801 40 0
Belgien +32 53 73 42 41
China +86 21 6865 4588 oder +86 10 8419 3588
Frankreich +33 2 2803 2180
Deutschland, gebührenfrei innerhalb des Landes 0800 1 536 376
Deutschland international +49 6184 90 6000
Indien gebührenfrei 1800 22 8374
Indien +91 22 6716 2200
Italien +32 02 95 05 95 52
Japan +81 45 453 9220
Niederlande +31 76 579 55 55
Neuseeland +64 9 980 6700
Nordische/Baltische Länder/GUS +358 9 329 10200
Russland +7 812 703 42 15
Spanien/Portugal +34 93 223 09 18
Schweiz +41 44 454 12 22
Großbritannien/Irland +44 870 609 9203
USA/Kanada +1 866 984 3766
Andere asiatische Länder +852 2885 4613
Nicht aufgeführte Länder +49 6184 90 6000

Thermo SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific

BRBSCOVRNCP-DE 1212