NINGBO PINMED INSTRUMENTS CO., LTD.

Add: Room (22-1)(22-2), No.455, East Zhongshan Road, Yinzhou District, 315040 Ningbo,PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-574-87919045 Fax: 0086-574-87919045

Fiche technique – Dispositif Médical

Informations complétées en date du :26 avril 2023 Complété par :Jiyuan Ruan



Informations administratives			
Nom du fabricant	Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD.		
Adresse complète	Room (22-1)(22-2), No.455, East Zhongshan Road, Yinzhou District, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	Tél.	86-574-87739070
		Fax	86-574-87722360
		e-mail	sales@china-pinmed.com
		Site internet	Http://www.china-pinmed.com
		SRN	CN-MF-000008488
Nom du représentant dans la CEE	Lotus NL B.V.		
Adresse complète	Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.	Tél.	+31644168999
		Fax	/
		e-mail	peter@lotusnl.com
		Site internet	www.isosh.com
		SRN	NL-AR-000000121
Informations sur le dispositif			
Dénomination commune	Garrot en latex		
Dénomination commerciale	Garrot en latex		
Référence catalogue	PM01020		
IUD-ID de base	697087933PM01020NE		
Classe du DM	Class I		
Règlementation applicable	MDR		
Numéro de l'organisme notifié *(si applicable)*	Ne s'applique pas		
Description du DM	Pour le saignement des vaisseaux sanguins du membre blessé, les premiers soins de première ligne, également utilisés pour les premiers soins préhospitaliers.		
Caractéristiques techniques	75x18x1.5mm		
Conditionnement/Emballage	25pcs / carton, 500pcs / carton		
Composition du dispositif	Latex		
Réutilisable (Oui/Non)	Non		

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

NINGBO PINMED INSTRUMENTS CO., LTD.

Add: Room (22-1)(22-2), No.455, East Zhongshan Road, Yinzhou District, 315040 Ningbo,PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-574-87919045 Fax: 0086-574-87919045

Méthode de nettoyage et désinfection *(si réutilisable)*	Ne s'applique pas
Températures min/max supportées	Utilisation à température ambiante
Poids net (g)	/
Dimensions LxlxH (mm)	0.345*0.21*0.285
Accessoires	/
Domaine d'utilisation	Hôpitaux, cliniques, etc.
Indication d'utilisation	Le garrot agit pour contrôler rapidement et efficacement les saignements externes, réduire la perte de volume sanguin et éviter les chocs.
Procédé de stérilisation *(si DM fourni stérile)*	/
Péremption *(si applicable)*	/
Méthode de destruction	/
Conditions de stockage *(si applicable)*	Environnement sec à température normale
Température de stockage *(si applicable)*	Ne convient pas aux températures élevées
Incompatibilité chimique	Ne s'applique pas
Contre-indications	Ne s'applique pas
Population cible	Toute la population
Autres informations	/

DOMINIQUE DUTSCHER SAS