# FICHE TECHNIQUE



**Désignation**

- SERINGUE VARITIP S EPPENDORF x30

**Référence**

- 033069

**Unité de vente**

30

**Caractéristiques techniques**

- Utilisez Varitips® P pour aspirer de 1 mL à 10 mL à partir de béchers, à l'aide du principe de déplacement positif
- Utilisez les Varitips® S en combinaison avec l'Eppendorf Maxitip pour aspirer entre 2,5 mL et 10 mL de liquide dans des récipients hauts et à col étroit grâce au principe du coussin d'air.
- La valve pour Varitips® garantit une distribution sans goutte des liquides à pression de vapeur élevée
- La graduation se trouvant sur Varitips® garantit une distribution exacte des liquides non aqueux



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Brumath - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com