FICHE TECHNIQUE



Désignation

- MAXITIP 10ml PR VARITIP S EPPENDORF x200

Référence

- 033070

Unité de vente

200

Caractéristiques techniques

- graduée
- 200 pièces
- Utilisez Varitips® P pour aspirer de 1 mL à 10 mL à partir de béchers, à l'aide du principe de déplacement positif
- Utilisez les Varitips® S en combinaison avec l'Eppendorf Maxitip pour aspirer entre 2,5 mL et 10 mL de liquide dans des récipients hauts et à col étroit grâce au principe du coussin d'air.
- La valve pour Varitips® garantit une distribution sans goutte des liquides à pression de vapeur élevée
- La graduation se trouvant sur Varitips® garantit une distribution exacte des liquides non aqueux



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com