FICHE TECHNIQUE

Désignation

- PCR COOLER ROSE EPPENDORF



Référence

- 033184

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- La couleur change lorsque la température dépasse 7 °C
- Rose
- Système de manipulation pour la préparation, la protection, le transport et le stockage de vos échantillons sensibles – protégez vos échantillons
- **Indicateur clair de température :** La couleur du PCR-Cooler change lorsque la température dépasse 7 °C
- Convient aux récipients PCR sous forme de tubes, de barrettes de plaques pour une utilisation flexible des récipients.
- La technologie d'incubation à sec réduit le risque de contamination des échantillons
- Maintient une plaque PCR à 96 puits entière froide pendant plus d'une heure à 0 °C (avec pré-refroidissement de deux heures à -20 °C) pour une bonne protection des échantillons



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com