Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

# FICHE TECHNIQUE

**Désignation**

- DISTRIBUTEUR VARISPENSER 2X VOL.0,2-2ml



**Référence**

- 033586B

**Unité de vente**

1

**Caractéristiques techniques**

- 1-canal, Distributeur sur flacon avec valve de distribution retour et tube d'arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)
- 0,2 – 2 mL
- avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40
- **Type de produit :** Distributeurs
- **Type de pipetage :** Système à déplacement positif
- **Nombre de canaux :** 1-canal
- **Plage de volume :** 0,2 – 2 mL
- **Incrément de volume :** 0,05 mL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Erreur de mesure aléatoire1) :** 0,2 mL: ± 1%; ± 2 µL 1 mL: ± 0,2%; ± 2 µL 2 mL: ± 0,1%; ± 2 µL
- **Erreur de mesure systématique1) :** 0,2 mL: ± 5%; ± 10 µL 1 mL: ± 1%; ± 10 µL 2 mL: ± 0,5%; ± 10 µL
- **Autoclavable :** oui
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** oui
- **Filetage :** GL 45
- **Adaptateur de filetage pour flacon compris :** GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 402)2)
- **Contenu de la livraison :** Distributeur, manuel d'utilisation, certificat, tuyau d'aspiration télescopique (125 mm - 240 mm), adaptateur de filetage (x5 : 25 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm), clé universelle
- Distributeur pour flacon avec filetage GL 45 standard pour les filetages de flacons conventionnels pour toutes les tailles
- Billes de vanne de sécurité dans la soupape de sortie pour éviter les fuites lorsque la canule de distribution n'est pas montée
- Le capuchon de la vanne de purge d'air peut être dévissé pour faciliter l'assemblage du tube de dessiccation
- Boîtier du distributeur de forme ovale pour faciliter le transport
- Piston coulissant protégé par PFA pour éviter les pincements



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

# FICHE TECHNIQUE

- La lame porte-objet de fixation sur la glissière intérieure permet un réglage rapide et en toute sécurité du volume
- Haute résistance aux produits chimiques de tous les composants du distributeur
- Tuyau d'aspiration télescopique ajustable à la hauteur du flacon
- Entièrement autoclavable sans démontage
- Option d'ajustage utilisateur



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com