Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation


- Pochette multi-barrière 8 x 7 cm



Référence

- 036398A

Unité de vente : 100 Pochettes



- Procédure d'élution des extraits d'ADN à partir de cartes FTA® Elute
- L'ADN extrait est généralement conservé congelé pour l'archivage des échantillons. Les cartes QIAcard® FTA Elute permettent de stabiliser et de protéger les acides nucléiques pour une conservation à long terme à température ambiante (15–25 °C). Cette procédure décrit comment appliquer, conserver et éluer l'ADN extrait sur les cartes FTA Elute.
- Précautions :
  Manipulation : Porter systématiquement des gants afin d'éviter toute contamination des cartes FTA Elute. Respecter les précautions universelles lors de la manipulation d'échantillons biologiques.
  Conservation : Les échantillons peuvent être conservés dans un sachet à barrières multiples avec un dessiccant pour une conservation à long terme.
- Matériel requis :
  - Carte QIAcard FTA Elute Indicating Micro (réf. WB120411 et WB120412)
  - Tampon TE-4 (Tris·Cl 10 mM, EDTA 0,1 mM)
  - Kit de lyse et centrifugation Investigator (réf. 19597 ou 19598)
  - Perforatrices UniCore 3,00 mm (réf. WB100078 ou WB100039)
  - Tapis de découpe 15,2 x 20,3 cm ou 6,4 x 7,6 cm (réf. WB100020 ou WB100088)
  - Agitateur chauffant
  - Tubes à microcentrifuger de 1,5 ml