

Dokument unterliegt nicht mehr der Überwachung! / Document not subject to the modification service!



Detail X



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

d	13,20 ± 0,20	h 3	7,50 ± 0,50	S 1	1,00 ± 0,04
d 1	14,00 ± 0,25	h 4	1,00 ± 0,50	S 2	min. 0,70
d 2	8,80 ± 0,20	h 5	——	t	max. 0,70
d 3	11,90 ± 0,30	P	2,00	W 1	——
d 4	——	R	——	W 2	3° ± 2°
d 5	——	r 1	≈ 3	W 3	30° ± 3°
h 1	50,00 ± 0,50	r 2	≈ 2	Gewicht	5,9 ± 0,5 Gramm
h 2	min. 36	r 3	——	Randvoll - Volumen	4,9 ± 0,5 ml

Kunde: Customer:

Kunden Nr. Customer No.:

Artikel: Article: *4 ml Gewindeflasche* entspricht auch 5 ml

Artikel Nr.: Article No.: 9005-0-A0 + 9005-0-P0

Zeichnung Nr.: Drawing No.: 621

Ausgabe: Issue: 01

vom: of: 14.05.2002

Ersatz für Ausgabe: Replacement for:

vom: of:

Maßstab: scaled: 2 : 1

Detail X

Maßstab: scaled: 5 : 1

Maßangaben in mm
Dimensions in mm

gezeichnet: drawn: K.W.

Seite 1 von: Page 1 from: 1

Geprüft und freigegeben: Inspected and cleared:

am: on: 14.05.2002 Kreß

DOMINIQUE DUTSCHER SAS