
IESN08132 | Immobilon-E Blotting Sandwich





8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.

Immobilon-E Blotting Sandwich : FDS (Fiches de données de sécurité), certificats d'analyse (CoA) et de qualité (CoQ), dossiers, brochures et autres documents disponibles.

- FDS
- Manuels d'utilisation

Key Applications: Western Blotting

Nouveau IESN08132

20

Prix en cours de récupération

Ajouter à Mes favoris

Click To Print This Page

Aperçu **Documentation complémentaire** **Produits & Applications associés**

Description
Product Information
Applications
Biological Information
Physicochemical Information
Dimensions
Materials Information
Packaging Information
Tableau de caractéristiques principal

Aperçu

Tableau de caractéristiques principal

Key Applications
WB

Description	
Catalogue Number	IESN08132
Trade Name	• Immobilon
Description	Immobilon-E Blotting Sandwich
Overview	Immobilon-E is the first PVDF membrane for Western blotting that can be wetted with with aqueous transfer buffer. This eliminates the alcohol pre-wet step required with other PVDF membranes.

Product Information	
Detection method	Chemiluminescence Chromogenic Radioactive
Filter Code	IEVH
Filter Color	White

Applications	
Application	8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Key Applications	• Western Blotting

Biological Information	
BSA Adsorption	Not Applicable
Wettability	Easily wetted with water

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Physicochemical Information	
Pore Size	0.45 µm


Dimensions	
Filter Surface	Plain
Filter Dimensions	8.5 cm x 13.5 cm

Materials Information	
Chemistry	• Paper • Polyvinylidene Fluoride (PVDF)

Packaging Information	
Material Size	20

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Récemment consultés




Immobilon-E Blotting Sandwich
8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.

Immobilon-E Blotting Sandwich

Immobilon-E Blotting Sandwich
7 x 8.4 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.

D-Tube™ Dialyzer Mega, 15 ml, MWCO 6-8 kDa

Produits recommandés



Immobilon-E PVDF Membrane

Immobilon-E PVDF Membrane

PRONASE® Protease, *Streptomyces griseus*

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.