MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre - 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 – Fax : (33) 05.49.29.66.21
Site internet : www.moineau-instruments.com - E-Mail : contact@moineau-instruments.com

Notice d'emploi – Réf 1023MW – Compteur d'impulsions manuel mécanique

Caractéristiques :

- Métal chromé
- 4 chiffres (47x25mm)
- Incrémentation
- Remise à zéro
- Anneau rabattable

Fonctionnement :

-Appuyer sur le bouton situer au-dessus de l'écran pour incrémenter le compteur de une unité
-Pour remettre à zéro, tourner la molette jusqu'à emmener simultanément les 4 chiffres du compteur à zéro

Note : veiller à déposer le matériel usagé dans un endroit écologiquement approprié.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS