Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions[1]

TERUMO MEDICAL CARE SOLUTIONS

HOSPITAL CARE

Seringue Terumo avec aiguille

Seringue 3 pièces avec aiguille

Informations sur le produit

Injection & Access[2]



Chaque détail est le résultat de la longue expérience de Terumo dans ce domaine ce qui est apprécié par les utilisateurs du monde entier.

- Butée ferme et précise
- Repères gradués clairs permettant un dosage précis
- Tube transparent pour la visualisation
- Collerettes pour faciliter la manipulation
- Embout d'aiguille façonné de manière précise avec revêtement en silicone

Description		Matériaux
Seringue		
1	Corps	Polypropylène
2	Piston	Polypropylène
3	Joint	Caoutchouc polyisoprène
	Lubrifiant	Huile de silicone
Aiguille		
4	Embase	Polypropylène + master batch
5	Canule	Acier inoxydable
	Colle	Colle époxy
	Lubrifiant	Silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Stérilisation

Par oxyde d'éthylène jusqu'à un niveau d'assurance de stérilité d'au moins 10^{-6}

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le papier
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

Avec aiguille hypodermique prémontée

[1] Du temps de qualité pour de meilleurs soins
"Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
[2] Injection et accès

DOMINIQUE DUTSCHER SA

Informations sur le produit Seringue Terumo avec aiguille

Injection&Access²

Gamme de produits

Référence	Volume seringue		ø³ de la canule		Longueur de la canule		Remplacement de
	Nominal	Incréments					
MDSS01S2516E	1 ml	0,01	25G	0,5 mm	⅝ pouce	16 mm	SS+01T25161
MDSS01S2613E	1 ml	0,01	26G	0,45 mm	½ pouce	13 mm	SS+01T26131
MDSS01S2713E	1 ml	0,01	27G	0,4 mm	½ pouce	13 mm	–
MDSS03S2116E	3 ml	0,1	21G	0,8 mm	⅝ pouce	16 mm	SS*02SE21161
MDSS03S2125E	3 ml	0,1	21G	0,8 mm	1 pouce	25 mm	SS*02SE21251
MDSS03S2138E	3 ml	0,1	21G	0,8 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS*02SE21381
MDSS03S2238E	3 ml	0,1	22G	0,7 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS*02SE22381
MDSS03S2325E	3 ml	0,1	23G	0,6 mm	1 pouce	25 mm	SS*02SE23251
MDSS03S2332E	3 ml	0,1	23G	0,6 mm	1 ¼ pouce	32 mm	SS*02SE23321
MDSS03S2516E	3 ml	0,1	25G	0,5 mm	⅝ pouce	16 mm	SS*02SE25161
MDSS05S2138E	5 ml	0,2	21G	0,8 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS+05S21381
MDSS05S2238E	5 ml	0,2	22G	0,7 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS+05S22381
MDSS05S2332E	5 ml	0,2	23G	0,6 mm	1 ¼ pouce	32 mm	SS+05S23321
MDSS10S2038E	10 ml	0,2	20G	0,9 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS+10S20381
MDSS10S2138E	10 ml	0,2	21G	0,8 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS+10S21381
MDSS10S2238E	10 ml	0,2	22G	0,7 mm	1 ½ pouce	38 mm	SS+10S22381

CE 0197 STERILE EO

³diamètre extérieur

Conditionnement

Boîte unitaire	Carton de livraison		
	Quantité	Poids brut	Dimensions (L x l x H)
100	2400	12,50 kg	547 x 425 x 405 mm
100	2400	12,50 kg	547 x 425 x 405 mm
100	2400	12,50 kg	547 x 425 x 405 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,60 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	1800	16,60 kg	575 x 430 x 490 mm
100	1800	16,60 kg	575 x 430 x 490 mm
100	1800	16,60 kg	575 x 430 x 490 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 458 x 480 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 458 x 480 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 458 x 480 mm

Unité individuelle : emballage thermoformé - film/papier

Statut réglementaire

Certification CE –
Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié
TÜV Rheinland 0197

Fabricant
Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. (Chine)

Représentant CE
Shanghai International Corp. GmbH (Europe) –
Hambourg, Allemagne

Distributeur
TERUMO EUROPE S.A.,
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven,
Belgique

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Les seringues hypodermiques stériles sont destinées à l'aspiration de liquide ou de sang, ou à l'injection de liquides. Lire attentivement les instructions figurant sur l'etiquetage. Date d'établissement: Février 2025.

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- À usage unique
- Éliminer les aiguilles après usage unique conformément au protocole de l'établissement afin d'éviter tout risque d'infection

Choisissez parmi une gamme de volumes allant de 1 ml à 10 ml

Toutes les tailles de seringues sont disponibles avec des aiguilles prémontées de différentes gauges.

TERUMO

TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation +81 3 6742 8500
Terumo Europe N.V. +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Tous les noms de marque sont des marques commerciales ou des marques déposées de TERUMO CORPORATION et de leurs propriétaires respectifs. Publié par Terumo Europe S.A.

L'image est indicative. Les couleurs, formes, tailles, composants peuvent différer dans la réalité.

MP2221FR-1120FK-V(02.25)E

DOMINIQUE DUTSCHER SA