Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions[1]

TERUMO MEDICAL CARE SOLUTIONS

HOSPITAL CARE

AGANI™

Aiguille hypodermique de sécurité

Informations sur le produit

Injection&Access[2]



Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu'elles sont montées sur une seringue standard Luer-Slip ou Luer-Lock, sont destinées à l'aspiration et à l'injection de liquides à des fins médicales. Après avoir retiré l'aiguille du corps, la gaine de sécurité peut être activée pour couvrir l'aiguille immédiatement après utilisation, afin de limiter les risques de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.

	Description	Matériaux
1	Gaine	Polypropylène
2	Collerette	Polypropylène
3	Embase	Polypropylène
4	Canule	Acier inoxydable
	Protection	Polypropylène (PP)
	Colle	Colle époxy
	Lubrifiant	Huile de silicone

Ne contient aucun composant fabriqué à partir de PVC ou de latex naturel.

Stérilisation

À l'oxyde d'éthylène pour un niveau de stérilité d'au moins 10^{-6}

Stockage

- Durée de conservation de 5 ans
- Le numéro de lot et la date de péremption sont imprimés sur le côté en papier de l'emballage blister
- Ne pas stocker à des températures extrêmes et à l'humidité

Pour une activation sécurisée du sytème de protection

[1] Du temps de qualité pour de meilleurs soins
"Du temps de qualité pour de meilleurs soins", telle est la promesse de Terumo Medical Care Solutions
[2] Injection et accès

DOMINIQUE DUTSCHER SA

Informations sur le produit AGANI™

Injection&Access²

Protection fiable contre les piqûres d'aiguille avec activation à une main

Gamme de produits

Référence	Couleur	ø de la canule		Longueur de la canule		Biseau	
SAN1825R1	Rose	18G	1,2 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN1838R1	Rose	18G	1,2 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN1925R1	Crème	19G	1,1 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN1938R1	Crème	19G	1,1 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN2025R1	Jaune	20G	0,9 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN2038R1	Jaune	20G	0,9 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN2125R1	Vert	21G	0,8 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN2138R1	Vert	21G	0,8 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN2225R1	Noir	22G	0,7 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN2238R1	Noir	22G	0,7 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN2325R1	Bleu	23G	0,6 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN2338R1	Bleu	23G	0,6 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN2516R1	Orange	25G	0,5 mm	⅝ pouce	16 mm	Standard	11°
SAN2525R1	Orange	25G	0,5 mm	1 pouce	25 mm	Standard	11°
SAN2538R1	Orange	25G	0,5 mm	1 ½ pouce	38 mm	Standard	11°
SAN2613R1	Marron	26G	0,45 mm	½ pouce	13 mm	Standard	11°
SAN2713R1	Gris	27G	0,4 mm	½ pouce	13 mm	Standard	11°
SAN3013R1	Jaune	30G	0,3 mm	½ pouce	13 mm	Standard	11°

CE 0123 STERILE EO

Choisissez parmi une large gamme de 18 G à 30 G

Le diamètre extérieur de l'aiguille peut être identifié à l'aide de l'embase à code de couleur ISO.

Conditionnement

Unité sous blister (film/papier)

Boîte de 100 pièces
Dimensions 215 x 195 x 85 mm

Carton d'expédition 800 pièces
Dimensions 455 x 415 x 205 mm

Précautions

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas réutiliser
- À usage unique, à jeter immédiatement conformément aux normes de sécurité locale

Statut réglementaire

Certification CE –
Dispositif médical de classe IIa

Organisme notifié
TÜV Product Service GmbH,
TÜV SÜD Group 0123

Fabricant
Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd. (Chine)

Représentant CE
Shanghai International Corp. GmbH (Europe) - Hambourg, Allemagne

Distributeur
TERUMO EUROPE N.V.,
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven,
Belgique

TERUMO

TERUMO EUROPE N.V.

Votre partenaire Terumo

Terumo Corporation +81 3 6742 8500
Terumo Europe N.V. +32 16 38 12 11

Terumo France S.A.S.
Bâtiment Atria – 3ème étage
1 avenue Edouard Belin
92500 RUEIL MALMAISON
France

www.terumo-europe.com

Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquettage. Date d'établissement Juillet 2023

Tous les noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à TERUMO CORPORATION, à ses sociétés affiliées ou à des tiers non liés.

Publié par Terumo Europe S.A.

MP249FR-0121FK-II(07.23)E

DOWNLOAD DU FISCHER SA