FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Unité d'ultrafiltration à centrifuger Amicon Ultra 4 ml Merck Millipore



Référence

- 051777

Unité de vente

- 96

Description

- Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Leur configuration verticale en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 30 ×.
- Pour la concentration et la purification de protéines, d'anticorps et d'acides nucléiques, le dessalage et la diafiltration, l'élimination de primers, linkers et marqueurs non incorporés
- Avec membrane Ultracel en cellulose régénérée à faible adsorption
- Idéale pour une utilisation avec les solutions protéiques diluées
- Rapide : 10 à 20 minutes de centrifugation
- 1 seule étape de centrifugation
- Volume Max. 4 ml
- Seuil de coupure : 3 Kda

