Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation

- Dispositif d'ultrafiltration Amicon Ultra 0,5 ml seuil de coupure 10 000 Merck Millipore



Référence

- 051829

Unité de vente

- 24 dispositifs

Description

- Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Leur configuration verticale en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 30 ×.
- Pour la concentration et la purification de protéines, d'anticorps et d'acides nucléiques, le dessalage et la diafiltration, l'élimination de primers, linkers et marqueurs non incorporés
- Avec membrane Ultracel en cellulose régénérée à faible adsorption
- Idéale pour une utilisation avec les solutions protéiques diluées
- Rapide : 10 à 20 minutes de centrifugation
- 1 seule étape de centrifugation
- Volume 0,5 ml
- Seuil de coupure : 10 Kda

