INFORMATION PRODUIT

FT : 06902 disponible sur l'extranet Charbonneaux Brabant

FDS : 0185 disponible sur l'extranet et en ligne sur www.quickfds.com (sans code d'accès)

ORIGINE

Le produit est d'origine végétale, 100% d'origine naturelle selon la norme NF ISO 16128.
Le produit est fabriqué en France, à partir de matières premières agricoles Françaises (betterave)

APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES

Ce produit répond aux critères de la Pharmacopée Européenne (EP) à réception sur notre site selon les informations transmises par nos fournisseurs.

APPLICATIONS ALIMENTAIRES

Casher	**Ce produit est certifié Casher par le/les producteurs**.
Végan / Végétarien	Le produit n'est pas d'origine animale et ne présente pas de risque de contamination par des produits d'origine animale.
Halal	**Ce produit n'est pas certifié Halal par le/les producteurs.** Aucune substance animale n'est ajoutée au produit fini. L'équipement qui est utilisé dans le processus de production n'entre pas en contact avec des substances d'origine animale. La distillerie qui fabrique de l'alcool éthylique n'est pas fabricant de boissons alcoolisées (spiritueux et autres boissons alcoolisées)
Additifs et allergènes alimentaires	Le produit ne contient pas d'additifs alimentaires (Règlement CE n°1333/2008). Le produit ne contient pas d'allergènes (Règlement CE n°1169/2011)
Valeur nutritionnelle	L'annexe XIV du règlement CE n°1169/2011 défini le coefficient de conversion pour l'alcool (éthanol): 29kJ/g - 7kcal/g. Les valeurs sont à 0 pour protéines, glucides, lipides.
Date de durabilité minimale – DDM	L'éthanol est dispensé de l'indication d'une date de durabilité minimale, comme cela est décrit dans le règlement UE n° 1169/2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (annexe X).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

OGM	Le produit n'est pas fabriqué à partir de matières premières génétiquement modifiées. Le produit n'entre pas en contact avec des OGM durant sa manipulation et son reconditionnement.
Pesticides	Sur la base des informations disponibles, aucun pesticide n'est attendu dans ce produit
ESB/EST	Le produit n'est pas d'origine animale et ne présente pas de risque de contamination par des produits d'origine animale. Sur la base des informations disponibles, ce produit est exempt de risque de contamination par ESB/EST.
Ionisation	Sur la base des informations disponibles, aucun traitement par ionisation n'est effectué.
Absence des substances	Latex, phtalates, bisphénols, pesticides, dioxine, oxyde d'éthylène
Métaux lourds – critères auxiliaires technologiques	Le produit répond aux critères de pureté des métaux lourds des auxiliaires technologiques suivant l'arrêté du 19/10/2006 (Annexe II et III): ➢ Plomb *pas plus de* 5 mg/kg ➢ Mercure *pas plus de* 1 mg/kg ➢ Arsenic *pas plus de* 1 mg/kg ➢ Cadmium *pas plus de* 1 mg/kg

Solvants résiduels :

Classe	Substances	Limite de concentration (ppm) selon l'ICH Q3C Impurities : Guideline for Residual Solvents
1	Benzène	< 2
2	Méthanol Cyclohexane	< 3000
3	Acetic acid Ethyl acetate 1-butanol 2-butanol 1-propanol Acétone Methylisobutyl ketone	<5000

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

APPLICATIONS COSMETIQUES

Désignation INCI	ALCOHOL
Substances interdites	Annexe II Règlement 1223-2009-CE : Le produit ne contient aucune des substances interdites.
Substances faisant l'objet de restriction	Annexe III Règlement 1223-2009-CE : Le produit n'est pas une substance soumise à restriction pour les produits cosmétiques.
Substances parfumantes allergènes étiquetables	Ne contient pas de substances parfumantes allergènes telles que définit dans la directive 2033-15-CE et modifié par le règlement (UE) 2023/1545.
Expérimentation animale	Le produit n'a pas été testé sur les animaux
Conservateur	Aucun conservateur n'est ajouté au produit
Antioxydant	Aucun antioxydant n'est ajouté au produit
Séquestrant / complexant	Aucun séquestrant/complexant n'est ajouté au produit
Colorant	Aucun colorant n'est ajouté au produit
Filtre UV	Aucun filtre UV n'est ajouté au produit

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CMR	Ne contient pas de substance CMR. Pour plus d'information se référer à la section 11 de la FDS.
Nanoparticules	Ne contient pas de nanomatériaux. Pour Plus d'information se référer à la section 1 de la FDS.
Perturbateur endocrinien	Ne contient pas de perturbateur endocrinien. Pour Plus d'information se référer à la section 2 de la FDS.
Substance soumise à autorisation (Annexe XIV Règlement REACH)	Ne contient pas de Substance soumise à autorisation Pour Plus d'information se référer à la section 15 de la FDS.
SVHC	Ne contient pas de substance candidates à l'autorisation « SVHC » au-delà de la concentration prévue par le règlement (0,1%m/m). La liste des substances est disponible sur le site de l'ECHA : https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table Pour plus d'information se référer à la section 15 de la FDS.

Service Qualité – règlementaire
29/07/2025

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Sur la base de nos connaissances actuelles, issues des informations de nos fournisseurs de matières premières et selon notre process de fabrication, nous pouvons en toute bonne foi déclarer les informations contenues dans ce document. Cette information ne dispense pas l'utilisateur d'un contrôle à réception. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction de l'application souhaitée. Il doit également s'assurer que l'usage qu'il fait du produit est en accord avec la législation en vigueur.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS