

FICHE TECHNIQUE VERSOL®

REFERENCES : 64811 - 64812 - 600017 - 600018 - 600019 - 600020

AGUETTANT MÉDICAMENTS ESSENTIELS

MD STERILE 30°C SANS LATEX

CE 0459

COMPOSITION

VERSOL® Chlorure de sodium 0,9% - chlorure de sodium.....0,9g
- eau pour préparations injectables.....qsp 100 ml

VERSOL® Eau stérile - eau pour préparations injectables.....qsp 100 ml

Les Matières Premières constitutives de la solution (eau p.p.i. obtenue par osmose puis distillation et chlorure de sodium) sont conformes aux Monographies correspondantes de la Pharmacopée Européenne en vigueur.

Solutions stériles (stérilisation par chaleur humide) et apyrogènes.

INDICATIONS

Les solutions VERSOL® NaCl sont indiquées en pré, per et post-opératoire pour :
- Le nettoyage des plaies,
- Irrigation de plaies ou pansements.

Les solutions VERSOL® Eau sont indiquées pour :
- L'irrigation des plaies en pré, per et post-opératoire.

Les solutions VERSOL® ne sont pas destinées à être injectées.

PRESENTATIONS ET VOLUME

Le flacon versable est en polypropylène (PP).

Le polypropylène est transparent et permet ainsi le contrôle visuel de la solution qu'il contient. Inerte vis-à-vis du contenu, c'est un matériau hermétique, léger et incassable.

La partie du bouchon en contact avec la solution (obturateur) est également en polypropylène. A la base du bouchon se trouve une bague d'inviolabilité garantissant l'inviolabilité du flacon.

Afin de différencier les produits, la coque, partie du bouchon non en contact avec la solution, est colorée :
- Bleu pour l'Eau
- Vert pour le NaCl 0,9%

Le flacon est fabriqué de sorte à faciliter le rangement et une meilleure préhension. Les flacons sont disponibles en trois volume : 250 mL, 500 mL, 1000 mL.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

I ESSENTIAL FOR LIFE I

Laboratoire Aguettant
1, rue Alexander Fleming - 69007 LYON - France - Tél. +33 (0) 4 78 61 51 41 - Fax : + 33 (0) 4 78 61 09 35 - **www.aguettant.com**
Société par Actions Simplifiée au capital de 12 697 0000 Euros - 447 800 210 RCS Lyon - APE 244 C

UTILISATEURS PREVUS

Ces solutions de chlorure de sodium isotonique et d'eau sont destinées à être utilisées aussi bien par les professionnels de santé en médecine de ville qu'en établissement de soin, ou parfois pour le chlorure de sodium 0.9% par des patients en période post-opératoire à domicile sur prescription de certains chirurgiens.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser uniquement si la solution est limpide et si le contenant est intact
- Dispositif stérile à usage unique. Tout flacon entamé doit être jeté s'il n'est pas utilisé entièrement. Risque de contamination en cas de réutilisation.
- Après utilisation, éliminer le dispositif selon les pratiques en vigueur pour l'élimination des déchets

PEREMPTION - CONDITIONS DE CONSERVATION ET D'USAGE

- La durée de péremption est de 2 ans.
- Ne pas stocker à des températures supérieures à 30°C.
- Ne pas stocker au froid. Ne pas congeler.
- Eliminer le dispositif conformément à la réglementation en vigueur

CODES

Réferences commerciales	Désignation	GTIN code (flacon)	Nombre de flacon
64811	VERSOL® Eau stérile 250 mL	3700567700999	30
600017	VERSOL® Eau stérile 500 mL	3700567700159	20
600018	VERSOL® Eau stérile 1L	3700567700852	10
64812	VERSOL® chlorure de sodium 0.9% 250 mL	3700567701026	30
600019	VERSOL® chlorure de sodium 0.9%500 mL	3700567700876	20
600020	VERSOL® chlorure de sodium 0.9%1L	3700567700890	10

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

I ESSENTIAL FOR LIFE I

Laboratoire Aguettant
1, rue Alexander Fleming - 69007 LYON - France - Tél. +33 (0) 4 78 61 51 41 - Fax : + 33 (0) 4 78 61 09 35 - **www.aguettant.com**
Société par Actions Simplifiée au capital de 12 697 0000 Euros - 447 800 210 RCS Lyon - APE 244 C

Symboles

STERILE	Stérilisé avec de la chaleur humide
LOT	Code de lot
	Date limite d'utilisation
	Usage Unique
	Fabricant
MD	Dispositif médical
	Date de fabrication
UDI	Identifiant unique du dispositif
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
REF	Référence commerciale du dispositif
CE 0459	Dispositif marqué CE

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Laboratoire Aguettant
1, rue Alexander Fleming - 69007 LYON - France - Tél. +33 (0) 4 78 61 51 41 - Fax : + 33 (0) 4 78 61 09 35 - **www.aguettant.com**
Société par Actions Simplifiée au capital de 12 697 0000 Euros - 447 800 210 RCS Lyon - APE 244 C