HIRSCHMANN®

Datenblatt

Versiegelungswachsplatten

Hersteller	HIRSCHMANN LABORGERÄTE HAUPTSTRAßE 7-15 • 74246 EBERSTADT
Artikelnummer	9120102
Artikelbeschreibung	VERSIEGELUNGSWACHSPLATTEN
Produktbild	
Produkteigenschaften	• mit Nummerierung von 1-24 • 24 Abstellmöglichkeiten • zum Verschließen von Kapillaren z.B. Hämatokritkapillaren
Verpackungseinheiten	1 Pack mit 10 Stück
Verpackung	1 Pack befindet sich in einem weißen Produktkarton 
Anwendungsbereich	In allen Anwendungen, in denen Kapillaren Verwendung finden, kommen die Platten als Verschlussmethode zum Einsatz, beispielsweise bei Hämatokritkapillaren.
Kompatibilität	Die Versiegelungswachsplatten sind für alle Hirschmann® Kapillaren einsetzbar.
Maße (mm) und Gewicht (g) einer Platte	Länge: ca. 118 mm Breite: ca. 42 mm Höhe: ca. 7 mm Gewicht: ca. 18,4 g
Materialien	Platte: PP Füllmasse: Plastilin
Sterilität	Das Produkt ist nicht steril.
Verwendungsdauer & Lagerung	Wir empfehlen eine Verwendungsdauer von etwa 3 Jahren ab Kaufdatum. Bei korrekter Lagerung zwischen 10–25 °C kann das Produkt länger verwendet werden.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Germany
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15
74246 Eberstadt
Phone +49 7134 511-0

Für weitere Informationen, besuchen Sie gerne: www.hirschmannlab.de

USA
Hirschmann, Inc.
Laboratory Equipment
2700 Holloway Road, Suite 104
Bluegrass Industrial Park
KY 40299 Louisville
Phone: +1 502 2400287

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Die im obenstehenden Datenblatt dargestellten Informationen repräsentieren Standardwerte. Hirschmann übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit. Nutzer sind selbst verantwortlich für die Eignung der Produkte, die Durchführung von Voruntersuchungen und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Eine Verwendung der Produkte für Implantationen oder Injektionen ist nicht gestattet. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, dieses Recht behält Hirschmann sich vor.
©Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG