


Ränder leicht verschmolzen
Rim slightly flame polished

Index	Änderung / changes	Datum / date	Name
A	hinzugefügt ID/AD prüfen innerhalb 5mm	19-MAY-2017	Weindorf

Diese Zeichnung ist unser Eigentum !
Jede gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig, kann schadenspflichtig machen und strafrechtlich verfolgt werden

This drawing is our property ! Any commercial use, reproduction or transmisson to 3rd parties without our prior permission in writing is prohinited. Persons so doing will be liable for prosecution.

zul. Abweichung allowed dev.	Werkstoff / material	Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
Oberfläche surface	Boro 5.1	250		

	Datum / date	Name
bearb. drawn	12.05.2017	Weindorf
geprüft checked		

Benennung / title
Pasteurpipette 150mm
DIN ISO 7712
Art.-Nr. 23 330 15 04

Maßstab scale: 1 : 1 (1:1)

DURAN GROUP
Duran Produktions GmbH & Co.KG
Germany
www.duran-group.com

Form-Nr. mould number: A4

Zeichnungsnummer / drawing number: D381701-GZA-00000
Revision: A
Blatt/sheet: 1 /1

Ers. / repl.f:
Ers. / repl.d:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / observe protection mark DIN 34 — INV