











Enformungsschräge 0,75°

Gewinde DIN 168-GL 45x4

DOMINIQUE DUSCHER SAS

Index	Aenderung / changes	Datum / date	Name
F	Change of logo to DWK	23-FEB-18	Schneider
E	Prüfbemassung hinzu, Deckeldicke Tol. hinzu	16-APR-2015	Weindorf
D	Außendurchmesser angepasst, Gewinde nach DIN 168	31-MAR-2015	Weindorf
C	Zeichnung war D158745-GZA-0GL45-B, h und D der Form angepasst, Ø35 war Ø33,75	09-DEC-2014	Weindorf

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

zul. Abweichung allowed dev.	ISO 2768-m K	
Oberfläche surface	ISO 1302	
	Datum / date	Name
bearb. drawn	30.10.2012	Weindorf
geprüft checked	26.02.2018	A. Rees

DURAN WHEATON KIMBLE
DURAN Produktions GmbH & Co. KG
www.DWK-LifeSciences.com

Werkstoff / material	Stück quantity	Gewicht weight	Pos. position
PFA 6515TZ		~41g	

Benennung / title
Premium Schraubkappe transp. GL45
mit Dichtkonus
Art.-Nr. 29 886 28 05, 89 886 28 02

Maßstab scale: 1 : 1

Form-Nr. mould number: 0GL45

A3

Zeichnungsnummer / drawing number: D173645-GZA-0GL45

Revision: F

Blatt/sheet: 1 /1

Ers. / repl.f:

Ers. / repl.d:

Schutzvermerk ISO 16016 beachten / Refer to protection notice ISO 16016

INV