SPS Laboratoires

Sac
DUST COVER



Emballage de protection

Le sac Dust Cover est un emballage permettant de protéger des chocs et de la poussière lors des phases de transport et de stockage. Dust Cover représente une solution simple et économique lorsque les conditions en zone de stockage et ou de transport ne sont pas optimisées. Utilisable pour le suremballage des sachets, gaines ou packs à destination des blocs opératoires, Dust Cover offre aussi une protection très adaptée à la livraison et au stockage pour les services de soins. Son ouverture et fermeture auto adhésive permet à l'utilisateur d'ouvrir puis de refermer le sac plusieurs fois. Dust Cover est composé de 2 faces film transparent polypropylène permettant de visualiser le contenu et d'un cadre réservé à son identification.

Sachets Dust Cover
2 faces matière plastique
Fermeture auto-adhésive

CODE FORMAT	Larg. x long. (mm)	CONDT
36NP1525	150 x 250	1000
36NP2030	200 x 300	1000
36NP3050	300 x 500	800
36NP4055	400 x 550	500
36NP4076	400 x 760	400
36NP6076	600 x 760	200

Caractéristiques

- Film polypropylène 50 µ transparent,
- Fermeture auto-adhésive haute qualité,
- Tailles adaptées pour le suremballage,
- Bonne résistance mécanique.







DOMINIQUE DUTSCHER SAS

AF/SPS
5, rue de Montigny Z.I BP170
77527 Coulommiers Cedex France
T. +33 (0) 1 64 75 60 00 - F. +33 (0) 1 64 75 60 07

Amcor Flexibles Europe and Americas
Amcor Group GmbH. Affolternstrasse 56.
CH Zürich 8050. Switzerland
T: +41 (0) 44 316 1717 - F: +41 (0)44 316 1718

amcor