Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- HITRAP PROTEIN SELECT COLUMN 1ml

Référence

- 17-5421-51

Unité de vente : 1 × 1 Ml - Colonne pré-remplie

- Résine de chromatographie d'affinité pour la purification des protéines recombinantes grâce au marqueur auto-clivant Cytiva™ Protein Select™.
- Protocole simple de purification par affinité pour les protéines recombinantes.
- Purification et clivage du marqueur en une seule étape, sans protéases ni autres réactifs d'élution.
- Permet d’obtenir une protéine native hautement pure, sans résidus d'acides aminés du marqueur après clivage.
- Peut être traitée dans des conditions douces, évitant ainsi toute exposition à des conditions susceptibles de provoquer l'agrégation des protéines ou une perte d'activité biologique.
- Flexible, elle permet une utilisation dans de multiples systèmes d'expression.