RAININ
Pipetting 360°

Pipette multicanale XLS+




**Pipette multicanale XLS+**

- Peso ridotto
- Minimo sforzo
- Maggiore controllo
- Miglior bilanciamento

# Pipette multicanale leggere

## Prestazioni che si toccano con mano

METTLER TOLEDO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Pipette multicanale XLS+ Rainin
## Peso ridotto e prestazioni di alto livello

**Le nuove pipette multicanale XLS+™ Rainin di METTLER TOLEDO rappresentano, in termini di prestazioni, una soluzione di alto livello nell'ambito del pipettaggio multicanale. Fino al 35% più leggere rispetto ai modelli precedenti, queste pipette sono più semplici da maneggiare e molto più pratiche, anche nell'uso prolungato.**


Per quanto riguarda tecnologia ed ergonomia, le XLS+ sono le pipette multicanale Rainin più avanzate disponibili sul mercato. Dotate del sistema LiteTouch™ brevettato di Rainin (tecnologia LTS™), queste pipette multicanale garantiscono una praticità d'uso eccellente e assicurano il prelievo omogeneo e accurato dei campioni su tutti i canali. Realizzate con materiali di alta qualità e dotate di un'eccellente robustezza, garantiscono affidabilità e omogeneità di funzionamento elevate per lungo tempo. Come per gli tutti gli altri modelli XLS+ Rainin, il chip RFID integrato offre la tracciabilità avanzata dei dati di taratura.



**Peso ridotto**
Prestazioni e praticità d'uso eccezionali, anche nell'uso prolungato. Le pipette multicanale XLS+ Rainin sono leggere, solide e ben bilanciate; l'impugnatura ergonomica si caratterizza per l'eccellente finitura.




**Maggiore controllo**
Le XLS+ Rainin sono pipette multicanale fra le più reattive e semplici da usare disponibili sul mercato. Tutti i modelli e tutti i range di volume garantiscono un funzionamento fluido e omogeneo dall'inizio alla fine.




**Basta un tocco leggero**
Grazie al sistema LTS LiteTouch brevettato di Rainin, insuperabile in termini di ergonomia e semplicità d'uso, l'inserimento dei puntali è estremamente rapido, la tenuta perfetta e l'espulsione molto semplice; per di più, le tenute a bassa resistenza e le molle più morbide riducono al minimo lo sforzo necessario.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS






**Prelievi omogenei**
Grazie alla superficie di tenuta ridotta e all'arresto fisso, il sistema LTS garantisce una tenuta rapida e perfetta su tutti i canali. In nessun caso occorre premere o serrare a mano i puntali per fissarli. La tenuta perfetta garantisce che il prelievo dei campioni sia omogeneo su tutti i canali, sempre.




**Produttività ottimizzata**
Le pipette elettroniche multicanale E4 XLS+ Rainin consentono d lavorare con le piastre in modo più rapido. Le modalità special velocizzano il trasferimento di più aliquote, ottimizzano l'esecuzione di diluizioni in serie e consentono di pianificare una serie di trasferimenti in tempi più brevi.




**Modelli Pipet-Lite XLS+ e E4 XLS+**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Pipette multicanale XLS+ Rainin

## Modelli manuali ed elettronici



### Pipetta multicanale Pipet-Lite XLS+

| N. d'ordine | Descrizione | Range di volume |
|---|---|---|
| **8 canali** | | |
| 17013802 | L8-10XLS+ | 0,5-10 µL |
| 17013803 | L8-20XLS+ | 2-20 µL |
| 17013804 | L8-50XLS+ | 5-50 µL |
| 17013805 | L8-200XLS+ | 20-200 µL |
| 17013806 | L8-300XLS+ | 20-300 µL |
| 17014496 | L8-1200XLS+ | 100–1.200 µL |
| **12 canali** | | |
| 17013807 | L12-10XLS+ | 0,5-10 µL |
| 17013808 | L12-20XLS+ | 2-20 µL |
| 17013809 | L12-50XLS+ | 5-50 µL |
| 17013810 | L12-200XLS+ | 20-200 µL |
| 17013811 | L12-300XLS+ | 20-300 µL |
| 17014497 | L12-1200XLS+ | 100–1.200 µL |

### Pipetta multicanale E4 XLS+

| N. d'ordine | Descrizione | Range di volume |
|---|---|---|
| **8 canali** | | |
| 17013792 | E8-10XLS+ | 0,5-10 µL |
| 17013793 | E8-20XLS+ | 2-20 µL |
| 17013794 | E8-50XLS+ | 5-50 µL |
| 17013795 | E8-200XLS+ | 20-200 µL |
| 17013796 | E8-300XLS+ | 20-300 µL |
| 17014498 | E8-1200XLS+ | 100–1.200 µL |
| **12 canali** | | |
| 17013797 | E12-10XLS+ | 0,5-10 µL |
| 17013798 | E12-20XLS+ | 2-20 µL |
| 17013799 | E12-50XLS+ | 5-50 µL |
| 17013800 | E12-200XLS+ | 20-200 µL |
| 17013801 | E12-300XLS+ | 20-300 µL |
| 17014499 | E12-1200XLS+ | 100–1.200 µL |

Le pipette LTS di Rainin sono state appositamente progettate per essere utilizzate con i puntali LTS.

**www.mt.com/rainin**

Per maggiori informazioni

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**Mettler-Toledo Rainin, LLC**

Soggetto a modifiche tecniche
© 04/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC
Stampato in Svizzera 17700758 Rev E

Quality Certificate ISO 9001
Environment Certificate ISO 14001

I MARCHI RAININ: Rainin, Pipet-Lite, E4, XLS, XLS+, LTS, LiteTouch e Pipetting 360° sono marchi registrati di Mettler-Toledo Rainin, LLC.