Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

Désignation


- Tampon De Charge 6X Orange Pour Gel D'Agarose Ou De Polyacrylamide 1Ml

Référence

- 220532

Unité de vente

5 Flacons de 1 ml



Description

6 x Loading Buffer ORANGE est destiné à la préparation d'échantillons d'ADN à charger sur des gels d'agarose et de polyacrylamide. La teneur en glycérol augmente la densité de l'échantillon et garantit que l'ADN forme une couche au fond du puits. L'EDTA est connu pour l'inhibition des nucléases métal-dépendantes. Les colorants de suivi permettent de surveiller la progression de l'électrophorèse.

